

ARCTIKO

The art of simplicity®

LABORATORIJSKI FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI

SPECIJALNA PROLEĆNA AKCIJA !



SUPERLAB®
INSPIRISAN KVALITETOM



SPECIJALNA PROLEĆNA AKCIJA!

ARCTIKO

The art of simplicity®

Poštovani saradnici,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da **SUPERLAB** u saradnji sa svojim dugogodišnjim ino-partnerom, danskom kompanijom **Arctiko**, organizuje specijalnu prodajnu akciju, gde su cene pojedinih frižidera i zamrzivača znatno snižene.

Iz ponude smo izdvojili tri modela:

1. laboratorijski frižider za čuvanje lekova i reagenasa **PR360**
2. laboratorijski zamrzivač na -40 C , **UPLTF 275**
3. Laboratorijski zamrzivač na ultraniskim temperaturama, **ULTF 80**

PR 360

Tehničke karakteristike frižidera PR 360:

Dimenzije: 600x595x2000 mm

Netto kapacitet: 351 L

Temperaturni opseg: $+2$ do $+14\text{ C}$

Nivo buke: $< 55\text{ Dba}$

Masa: 86 kg

Jedan kompresor

Alarmi: vizuelni/akustični, u slučaju prestanka napajanja, visoka/niska temperatura, pri otvorenim vratima...

Baterijski "back-up" : 72 časa

RS 485 interfejs i USB

Otapanje automatsko/manuelno

5 polica

Unutrašnje svetlo

Bravica

CFC/HCFC free

Arctiko kontroler ima alarmnu funkciju u kombinaciji sa data logerom, sa daljinskim monitoringom, RS 485 interfejsom i USB portom. Softver se isporučuje bez doplate.



KORPE OPCIONO
PREMA ZAHTEVU



PR (Pharmaceutical Refrigerator)

-10%

$+2/+14\text{ }^{\circ}\text{C}$

Povećajte vašu bezbednost. PR serija je spremna za GSM alarm.

AKCIJA!

LABORATORIJSKI FRIZIDERI I ZAMRZIVAČI

-40/-10 °C



UPLTF 275

UPLTF 275 je zamrzivač dizajniran tako da ima lak pristup i pouzdano čuvanje na niskim temperaturama. Opremljen različitim alarmima i dobro izolovanim fijkama, **UPLTF275** je dobar izbor za svakoga kome je potreban zamrzivač na -40C.

Tehničke karakteristike:

Dimenzije: 595x630x1760 mm

Netto zapremina: 270 L

Temperaturni opseg: od - 10 do -40 C

Nivo buke: < 50 DBa

Masa: 75 kg

Jedan kompresor

Alarmi: vizuelni/akustični, podesivi low/high temperature, ...

Digitalni displej

7 fijoka

Bravica CFC/HCFC free

-86/-40 °C

ULTF80

Zamrzivač na ultra niskim temperaturama **ULTF80** se može pohvaliti integrisanim sistemom za hladjenje koji daje maksimum korišćenja na ograničenom prostoru, putem znatne uštede energije i najnižim nivoom buke u svojoj klasi zamrzivača. Takođe je opciono moguće poručiti kutije i stalkove za krio uzorke (ukupno 5 stalka i 40 kutija).

Tehničke karakteristike:

Dimenzije: 552x648x850mm

Netto kapacitet: 71L

Opseg temperature: od -40 do -85°C

Nivo buke: < 55dBa

Jedan kompresor:

Alarmi: vizuelni/zvučni, u slučaju prestanka napajanja, podesivi low/high temperature, ..

Digitalni displej

Otvor za CO2 back-up

Bravica

CFC/HCFC free

**NAJEKONOMIČNIJI
U SVOJOJ KLASI**



ARCTIKO

The art of simplicity®

SUPERLAB®
INSPIRISAN KVALITETOM

M. Milankovića 25, N. Beograd, Tel./Fax 011 22 22 222
E-mail: superlab@EUnet.rs www.super-lab.com

