

MICROGEN BIOPRODUCTS LTD

SCREENING ADENOVIRUSA

M481CE Adenoscreen[®] EIA (Enzyme Immuno Assay), 96 testova

- Detektuje prisustvo adenovirusa za manje od jednog sata.
- Veoma osetljiv i specifičan a ujedno jednostavan za izvođenje jer koristi bočice sa kapaljkom koje sadrže spremne reagense.
- Pogodan za veće ili manje šarže uzoraka.
- Može se koristiti pored Adenoscreen[®] EIA.

M81CE Adenoscreen[®] Latex, 50 testova

- Daje rezultate u roku od 5 minuta.
- Bazira se na detekciji hekson antigena i omogućava detekciju svih tipova adenovirusa.
- Pogodan za humanu ili životinjsku upotrebu.
- Može se koristiti pored Rotascreen[®] latex testa upotrebom iste pripreme fekalnog uzorka.
- Nije neophodna posebna oprema.

M580CE- Rotascreen[®] Dipstick, 25 testova

M583CE-Rota/Adenoscreen Dual dipstick, 25 testova

- Jednostavan i brzi imunohromatografski test, bez potrebe za filtracijom ili centrifugiranjem uzorka .
- Nije neophodna posebna oprema.
- Pogodan za humanu i veterinarsku upotrebu.

Obe vrste dipstick-ova su poboljšane upotrebom superiornih i različitih antitela što pruža:

- Rezultate za 10 minuta, a ne za 15.
- Duži rok trajanja od 18 meseci.
- Superiorna osetljivost (osetljivost 100%).
- Poboljšano očitavanje rezultata.