

Oscilatorna autopsijska testera HB-740-Accu-250



Oscilatorna autopsijska testera se isporučuje sa baterijom i sečivima koja se mogu menjati. Testera ne poseduje kabl, što je čini idealnom za korišćenje na terenu, odnosno može se lako prenositi. Napajanje joj daje baterija visokog kapaciteta. Stoga, može biti korišćena bilo gde, čak i ako na tom mestu nema električnog napajanja. Vrh testere se može sterilisati. Moćni motor ima snagu od 250 W. Kontroler brzine omogućava tačno podešavanje, tako da se oscilacije sečiva testere mogu podesiti precizno, u skladu sa potrebama.

Autopsijska testera se isporučuje sa:

- Autopsijska testera HB-740, 1 kom.
- Okruglo sečivo za testeru d-50 mm, 1 kom.
- Sečiva za duboke rezove (manje i veće), po 1 kom.
- Set za izmenu sečiva, 1 kom.
- Punjač za bateriju, 220-240V, 50/60 Hz

Tehnički podaci:

Napon: 14,4 V
Snaga motora : 250 W
Opseg oscilacija: 11000-18000/min
Tip: HB- 740-Accu-250
Šifra artikla: 020.010.292



Dodaci za Oscilatornu autopsijsku testeru HB-740-Accu-250



Kofer za autopsijsku testeru HB-740-Accu-250
Tip: K-HB-740-Accu-250
Šifra artikla: 020.010.233



Punjač za autopsijsku tester HB-740-Accu-250
Tip: LG-HB-740-Akku-250
Šifra artikla: 020.030.069



Rezervna baterija koja se može puniti više puta
Tip: EA-HB-740-Accu-250
Šifra artikla: 020.010.296



Sečiva za oscilatornu autopsijsku testeru:
Okruglo sečivo HB 50 Šifra artikla: 020.010.215
Segmentno sečivo HB 500 Šifra artikla: 020.010.205
Sečivo za duboke rezove HB 502 Šifra artikla: :020.010.210



Set za laku zamenu sečiva ESP 510
Šifra artikla :020.010.225