

BESPLAMENI, INFRACRVENI STERILIZATOR

STERILIZATOR KOJI RADI BEZ GASA I BEZ PLAMENA !

SPECIJALNO NAMENJEN ZA RAD U LAMINARNIM KOMORAMA

Pošto ne radi na gas i nema otvoren plamen, koji može da ošteti HEPA filter, ovaj sterilizator se specijalno preporučuje za rad u laminarnim komorama.

Sprečava opasno prskanje mikroorganizama infracrvenom toplotom za vreme sterilizacije kontaminiranih eza, oboda epruveta i manjih bočica.

Maksimalna temperatura je do 930°C u roku od 10 minuta od paljenja.

Odaberite jedan od dva modela:

Tip I, dijametar otvora 36mm

Tip II, dijametar otvora 22mm



-10%



BIOBASE

www.super-lab.com