

VAPODEST 400

KOMPLETAN SISTEM ZA DESTILACIJU VODENOM PAROM

MODEL SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA ZA ANALIZU PO KJELDHAL - u



C.Gerhardt sa ponosom predstavlja potpuno novu generaciju uspešne VAPODEST linije aparata.

Nove, dodatne funkcije povećavaju broj i vrstu aplikacija.

VAPODEST 400 je mikro – procesorski kontrolisan i sadrži ugrađeni PC i 7 inčni TFT displej osetljiv na dodir.

VAPODEST 400 usaglašen je sa zahtevima akreditovanih laboratorija po ISO 17025, GLP vezano za obradu podataka i dokumentovanje.

JEDNOSTAVNA UPOTREBA

- + Koncept brzog starta
- + Meni metoda sa "favorite" opcijom
- + Jednostavno upravljanje menijima
- + 7 inčni TFT kolor displej
- + Površine koje se lako čiste
- + Stakleni delovi sa pozadinskim osvetljenjem

SIGURNOST

- + Inteligentna kontrola svih bitnih funkcija
- + Komponente zadovoljavaju najviše sigurnosne standarde
- + Korisnički pristup sa različitim ovlašćenjima

EFIKASNOST

- + Mod štednje energije
- + Dugotrajno, robusno kućište
- + Ogroman izbor staklenih delova
- + Visokokvalitetne, pouzdane komponente

FUNKCIJE

- + Programabilno, automatsko doziranje NaOH, H₂O i H₃BO₃
- + Programabilno vreme destilacije
- + Programabilno vreme reakcije
- + Programabilna snaga pare, 10 - 100 %
- + Programabilno pražnjenje kivete sa uzorkom
- + Lagani početak uvođenja pare





„Navigacija menija,
jednostavna kao
korišćenje smartfona!“



PRIBOR

Rezervoari, nivomeri za rezervoare katalitičke tablete, različite veličine staklenih komponenti i drugi pribor dostupan po zahtevu.



APLIKACIJE

Koristite naša analitička znanja i našu obimnu bazu aplikacija

SERVIS

Autorizovani, partner C.Gerhardt-a, **SUPERLAB** obezbediće servis i održavanje vašeg Gerhardt Sistema prema našim standardima.

TEHNIČKI PODACI

Tehnička specifikacija	VAP 400
Promenljiva snaga pare	10 - 100 %
Veličina displeja	7" 480 x 800 tačaka, osetljiv na dodir
"Stand-by" mod	Da
Destilaciono vreme / uzorak	oko 3,5 min
"Recovery"	> 99,5 %
Ponovljivost	± 1 %
Detekcioni limit	0,1 mg N, apsolutna vrednost
Sigurnisna vrata	Da
KJELDATHERM kivete KTG 250/300 ml	Standardno
Različite zapremine kiveta za digestiju	Da
Različite zapremine Kjeldhal tikvica	Da
Konekcija za kontrolu nivoa	Da
Kontrola nivoa u rezervoarima za hemikalije	Opcija
Pritisak vode za hlađenje	0,5 - 6 bar
Napajanje*	230 V, 50 Hz
Snaga	2200 W
Masa	34 kg
Dimezije (W x D x H)	527 x 390 x 697 mm
Predprogramirane metode	Da
Slobodno formiranje metoda	Da
Kalibracija pumpi	Da

*Other voltages on request

Since 1846
C. Gerhardt



EN ISO
9001:2008

Member of
Gafta

Your Dealer:

SUPERLAB[®]
Your Lab - Our Passion

M. Milankovića 25, Tel./Fax: 011 22 22 222
email: superlab@super-lab.com www.super-lab.com

Technical details correct as from 09/2014
Later modifications possible

Gerhardt
Analytical Systems

C.GERHARDT GMBH & CO. KG
Cäsariusstraße 97
53639 Königswinter
GERMANY

Tel.: +49 (0)2223 / 29 99 0
Fax: +49 (0)2223 / 29 99 99
E-Mail: info@gerhardt.de
www.gerhardt.de