

## Katalog proizvoda | 2009-10





www.labm.com

## ○ Lab M Limited

Lab M je specijalizovan za proizvodnju hranljivih podloga za mikrobiologiju.

Ova kompanija razvija, proizvodi i isporučuje svoje proizvode iz sedišta koje se nalazi u mestu Bury, Lancashire, UK. Mreža distributera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku.

Osnovan 1971., Lab M dugo uživa internacionalnu reputaciju za visok kvalitet svojih dehidrovanih hranljivih podloga, a specijalno za podloge za gajenje i izolaciju anaeroba.

Pošto su razvijene nove brze metode, Lab M je primenio iste oštre kriterijume kvaliteta na svoju liniju Harlequin™ hromogenih podloga koja obuhvata podloge za detekciju Salmonella, Listeria i E.coli.

Lab M takođe isporučuje i peptone, ekstrakte i druge neobrađene proizvode u bulk-u, biljnog i animalnog porekla, farmaceutskim kompanijama i industrijama koje se bave fermentacijom šireg obima, u skladu sa trenutnom EDQM sertifikacijom. Takođe, postoji mogućnost izrade proizvoda po željenom sastavu.

LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485; proizvodi koji su namenjeni kliničkom tržištu se proizvode u skladu sa evropskom IVD direktivom i nose CE znak.

## Uslovi skladištenja

### Dehidrovane hranljive podloge

Proizvode sa LAB, HAL i MC kodom bi trebalo skladištiti u suvom prostoru, u njihovim zaptivenim kontejnerima, na temperaturi između 10 i 25°C, osim ako nije drugačije naznačeno

### Suplementi / Dodaci

Proizvode sa X kodom bi trebalo skladištiti u frižiderima, na 2 do 8°C, osim ako nije drugačije naznačeno

### Captivate IMS proizvodi

Sve Captivate proizvode bi trebalo skladištiti u frižiderima, na 2 do 8°C, osim ako nije drugačije naznačeno

### Proizvodi za obezbeđivanje kvaliteta

Sve kitove bi trebalo skladištiti u frižiderima, na 2 do 8°C, osim ako nije drugačije naznačeno

## Sadržaj

	Strana
Harlequin™ homogene podloge	3
Captivate™ IMS proizvodi	3
Dehidrovane hranljive podloge	4-18
Pojedinačni sastojci podloga	19-20
Sterilni dodaci	20
Liofilizirani suplementi za hranljive podloge	21-22
Indeks od A-Z po proizvodnom imenu	23-28
Indeks po proizvodnom kodu	29-34

## Harlequin™ homogene podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
HAL012-A	Harlequin™ CSIM (ISO) - Podloga za izolaciju <i>Cronobacter sakazakii</i> Selektivni agar za izolaciju <i>Cronobacter sakazakii</i> iz mleka i mlečnih proizvoda prema ISO/TS 22964:2006(E)	29.75	16.8	500g
HAL013-A	Harlequin™ CSA-DFI - <i>Cronobacter sakazakii</i> Agar, DFI formulacija Selektivni agar za izolaciju <i>Cronobacter sakazakii</i> prema formulaciji Druggan-a, Forsythe-a i Iversen-a			500g
HAL008-A	Harlequin™ E.coli / Coliform podloga Dvostruka hromogena podloga za simultanu enumeraciju <i>Escherichia coli</i> i koliforma	36.6	13.7	500g
HAL004-A	Harlequin™ LB Agar Za sigurnu i nedvosmisleno detekciju bakterija transformisanih plazmidima	37.8	13.2	500g
HAL005-E	Harlequin™ LB Top Agar Za sigurnu i nedvosmisleno detekciju bakterija transformisanih fagima	32.0	15.6	100g
HAL010-A	Harlequin™ Listeria Hromogeni Agar (ISO 11290) Selektivna podloga za izolaciju i identifikaciju <i>Listeria monocytogenes</i> i <i>Listeria spp.</i> iz uzoraka hrane	70.5	7.1	500g
X010	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X210	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 2.5 litra podloge)			100 ml
X072	Polimiksin, Ceflazidim selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
HAL002-A	Harlequin™ Listeria podloga Selektivna podloga za izolaciju i identifikaciju <i>Listeria spp.</i> iz kliničkih uzoraka i uzoraka hrane	73.5	6.8	500g
X122	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
X123	C.N.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
HAL009-A	Harlequin™ mLGA Selektivna hromogena podloga za simultanu enumeraciju <i>Escherichia coli</i> i koliforma iz vode	87.0	5.7	500g
HAL001-A	Harlequin™ Salmonela ABC podloga Dupla hromogena podloga za izolaciju <i>Salmonellae</i> iz uzoraka hrane (uključujući <i>Salmonella typhi</i> i <i>paratyphi</i> )	36.5	13.7	500g
HAL006-A	Harlequin™ SMAC-BCIG Podloga za specifičnim supstratom za izolaciju <i>Escherichia coli</i> O157:H7	48.6	10.3	500g
X161	Cefksim telurit selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
HAL003-A	Harlequin™ TBGA Za jednostavnu enumeraciju <i>Escherichia coli</i> bez potrebe za korišćenjem membrana	36.5	13.7	500g

## Captivate™ IMS proizvodi

Kod	Proizvod	Veličina
CAP001-050	Captivate™ O157	50 testova
CAP001-250	Captivate™ O157 Za koncentraciju i izolaciju <i>Escherichia coli</i> O157:H7 iz uzoraka hrane i iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	250 testova
CAP002-050	Captivate™ Salmonella Za koncentraciju i izolaciju uobičajenih serotipova <i>Salmonella</i> izazivača oboljenja kod ljudi i životinja	50 testova
CAP003-050	Captivate™ O26 Za koncentraciju i izolaciju <i>Escherichia coli</i> O26 iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	50 testova
CAP004-050	Captivate™ O111 Za koncentraciju i izolaciju <i>Escherichia coli</i> O111 iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	50 testova
CAP005-050	Captivate™ O103 Za koncentraciju i izolaciju <i>Escherichia coli</i> O103 iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	50 testova
CAP006-050	Captivate™ O145 Za koncentraciju i izolaciju <i>Escherichia coli</i> O145 iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	50 testova
CAP100-12P	Captivate™ stalak za odvajanje (kapacitet 12 tuba) Magnetni stalak za upotrebu u Captivate™ protokolu za izolaciju	
CAP101-58	Captivate™ mikser (kapacitet 58 tuba) Rotirajući mikser za upotrebu u Captivate™ protokolu za izolaciju	

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB167-A	Aeromonas Agar Žučne soli irgasan brilijant zeleni agar za izolaciju Aeromonas spp.	45.5	10.9	500g
<b>Podloge za anaerobe</b>				
LAB090-A	Agar za izbirljive anaerobe (FAA) Podloga za primarnu izolaciju koja omogućava gajenje većine klinički značajnih anaeroba	46.0	10.9	500g
LAB071-A	Bujon za izbirljive anaerobe (FAB) Omogućava optimalan rast striktnih anaeroba	29.6	16.7	500g
LAB157-A	Aseptic Commissioning Broth Podloga za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lekove	17.5	28.6	500g
<b>Podloge za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lekove</b>				
LAB039-A	Mueller Hinton Agar II Prihvaćen od strane NCCLS-a kao konačna metoda za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lekove	38.0	13.2	500g
LAB114-A	Mueller Hinton bujon Za NCCLS tehniku dilucije u epruvetama pri računanju minimalnih inhibitornih koncentracija antibiotika. Nutritivno bogata podloga	21.0	23.8	500g
LAB012-A	Agar za ispitivanje osjetljivosti (Sensitivity Test Agar-STA) Za ispitivanje osjetljivosti na antibiotike korišćenjem Joan Stokes tehnike	40.0	12.5	500g
LAB170-A	Agar za ispitivanje osjetljivosti ISO (Susceptibility Test 'ISO' Agar) Poludefinisana hranljiva podloga za ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lekove	35.9	13.9	500g
<b>Podloge za Bacillus cereus</b>				
LAB193-A	Podloga za Bacillus cereus (Bacillus cereus Medium - P.E.M.B.A.) Za izolaciju i enumeraciju Bacillus cereus	41.0	12.1	500g
X073	Emulzija žumanceta			100ml
X193	Polymyxin B (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB073-A	Podloga za Bacillus cereus (Bacillus cereus Medium - P.R.E.P.) Za enumeraciju i diferencijaciju Bacillus cereus	46.0	10.9	500g
X073	Emulzija žumanceta			100ml
X074	Polymyxin B (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X274	Polymyxin B (1 fiola za 2 litara podloge)			10 fiola
<b>Baird Parker agar</b>				
LAB285-A	Baza za Baird Parker agar (ISO) Za izolaciju i enumeraciju koagulaza-pozitivnih Staphylococci kako je definisano prema ISO 6888-1:1999 (uključujući A1:2003)	63.5	7.9	500g
X085	Žumance telurit			100ml
X086	PPF suplement (1 fiola za 100ml podloge) Za potvrdu koagulaza-pozitivnih Staphylococci			10 fiola
LAB085-A	Baza za Baird Parker agar Za izolaciju i enumeraciju koagulaza-pozitivnih Staphylococci	65.5	7.6	500g
X085	Žumance telurit			100ml
X086	RPF suplement (1 fiola za 100ml podloge) Za potvrdu koagulaza-pozitivnih Staphylococci			10 fiola
LAB 195-A	BCYE podloga za izolaciju Legionella (BCYE Legionella Isolation Medium) Za izolaciju Legionella spp.	38.5	13.0	500g
X195	GVPC selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X196	BCYE faktor rasta (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X197	BCYE faktor rasta (bez L-cistina) (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB207-A	Eskulin žučni agar Za enumeraciju i identifikaciju Enterococci	44.5	11.2	500g



## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB013A-A	Bizmut sulfidni agar (baza) 'A'	36.4	13.7	333g
LAB013B-A	Hemijska mešavina 'B' za Bizmut sulfidni agar Za izolaciju Salmonella typhi (modifikovana Wilson & Blair podloga)	18.0	27.8	166g
<b>Podloge za krvni agar</b>				
LAB028-A	Baza za krvni agar Agarna baza opšte namene koja može biti obogaćena krvlju	37.0	13.5	500g
LAB015-A	Baza za krvni agar No. 2 Veoma bogata agarna baza koja obogaćena krvlju omogućava izolaciju delikatnih kliničkih patogena	39.5	12.7	500g
LAB001-A	Baza za Columbia agar Nutritivna agarna baza opšte namene koja može biti obogaćena krvlju	41.0	12.2	500g
LAB090-A	Agar za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Agar - FAA) Podloga za primarnu izolaciju koja omogućava gajenje većine klinički značajnih anaeroba	46.0	10.9	500g
<b>Moždano-srčane podloge</b>				
LAB048-A	Moždano-srčani infuzioni agar Nutritivna agarna baza opšte namene	49.0	10.2	500g
LAB049-A	Moždano-srčani infuzioni bujon Bogata izotonična infuzija koja pruža širok spektar supstrata	37.0	13.5	500g
LAB160-A	Brazier's CCEY Agar Služi za izolaciju Clostridium difficile	48.0	10.4	500g
X093	Cycloserine i Cefoxitin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X073	Emulzija žumanceta			100ml
LAB034-A	Brilijant zeleni agar (modifikovan) Selektivna podloga za izolaciju Salmonellae (izuzev S.typhi)	52.0	9.6	500g
LAB051-A	Brilijant zeleni 2% žučni bujon Za oporavak koliformnih bakterija u hrani i vodi	40.0	12.5	500g
LAB121-A	Bromokrezol ljubičasti laktozni agar Za izolaciju i enumeraciju familije Enterobacteriaceae	28.0	17.8	500g
LAB139-A	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria Za selektivno obogaćenje uzoraka hrane i materijala iz okruženja za Listeria spp.	47.0	10.6	500g
X138	N.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X139	N.A.N. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB582-B5	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria-PLUS Potpuna verzija LAB139 koja ne zahteva dodatak suplemenata	47.1	10.6	5kg
<b>Peptonska voda obogaćena puferima</b>				
LAB046-A	Peptonska voda obogaćena puferima Bujon za predobogaćenje za oporavak Salmonellae u hrani	20.0	25.0	500g
LAB204-A	Peptonska voda obogaćena puferima (ISO) Bujon za predobogaćenje za oporavak Salmonellae u hrani - u skladu sa BS EN ISO 6579:2002	20.0	25.0	500g
LAB046-A	Peptonska voda obogaćena puferima - VCC Bujon za predobogaćenje za oporavak Escherichia coli O157	20.0	25.0	500g
X546	VCC suplement (1 fiola za 2.25 litara podloge)			10 fiola

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
	<b>Peptonska voda obogaćena puferima (nastavak)</b> Podloga za izolaciju <i>Burkholderia cepacia</i> za selektivnu izolaciju <i>Burkholderia cepacia</i>			
LAB108-A X140	Baza za <i>Pseudomonas</i> agar Cepacia selektivni suplement	48.4	10.3	500g 10 fiola
LAB078-A	C.E.M.O. agar (Contagious Equine Metritis Organism) Za izolaciju <i>Taylorella equigenitalis</i>	37.5	13.3	500g
	<b>C.L.E.D. podloga (Cystine Lactose Electrolyte Deficient media)</b>			
LAB006-A	C.L.E.D. podloga (Bevis modifikacija) Podloga sa duplim indikatorom za poboljšanje diferencijacije laktoza i ne-laktoza fermentišućih koliforma	36.0	13.9	500g
LAB041-A	C.L.E.D. podloga (sa jednim indikatorom) Podloga za urinokulture	36.0	13.9	500g
	<b>Podloge za izolaciju <i>Campylobacter</i></b>			
LAB112-A X112 X212	Podloga bez krvi za <i>Campylobacter</i> ( <i>Campylobacter</i> Blood Free Medium-mCCDA) Podloga bez krvi koja omogućava rast većine enteričnih vrsta <i>Campylobacter</i> spp. Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge) Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	45.0	11.1	500g 10 fiola 10 fiola
LAB135-A X131 X132	Bujon za obogaćenje za <i>Campylobacter</i> (Bolton formulacija) Selektivni bujon za obogaćenje za izolaciju <i>Campylobacter</i> spp. CVTC suplement (1 fiola za 500ml podloge) CVTN suplement (1 fiola za 500ml podloge)	27.6	18.1	500g 10 fiola 10 fiola
LAB015-A X114	Modifikovana Preston <i>Campylobacter</i> podloga (Baza za krvni agar No.2) Selektivna podloga za izolaciju <i>Campylobacter</i> spp. Modifikovani Preston <i>Campylobacter</i> suplement	39.5	12.7	500g 10 fiola
LAB014-A X114 X115	Modifikovana Preston <i>Campylobacter</i> podloga (Hranljivi bujon No.2 BP) Selektivna podloga za izolaciju <i>Campylobacter</i> spp. Modifikovani Preston <i>Campylobacter</i> suplement Suplement za rast <i>Campylobacter</i>	25.0	20.0	500g 10 fiola 10 fiola
LAB015-A X214	Skirrow selektivna podloga (Baza za krvni agar No. 2) Selektivna podloga za izolaciju <i>Campylobacter</i> spp. VPT (Skirrow) selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	39.5	12.7	500g 10 fiola
LAB505-A	Cary Blair podloga Transportna podloga za anaerobne mikroorganizme	13.3	37.6	500g
LAB133-A	Cetrimid agar Za izolaciju <i>Pseudomonas aeruginosa</i> iz farmakoloških supstanci	45.3	11.0	500g
LAB096-A	Cholera T.C.B.S. podloga Za selektivnu izolaciju <i>Vibrio</i> spp.	88.0	5.7	500g
LAB130-A X130	Christensenova urea agar (baza) Za detekciju ureaza-produkujućih mikroorganizama 40% urea 5ml (1 fiola za 95ml)	21.0	23.8	500g 10 fiola
LAB160-A X093 X073	<i>Clostridium difficile</i> (Brazier's CCEY) agar (baza) Za izolaciju <i>Clostridium difficile</i> Cikloserin/Cefoksitin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge) Emulzija žumanceta	48.0	10.4	500g 10 fiola 100ml
LAB001-A	Baza za Columbia Agar Nutritivna agarna baza opšte namene koja može biti obogaćena krvlju	41.0	12.2	500g
LAB127-A	Cooked meat podloga Kompletna verzija Robertson-ovog Cooked Meat bujona	100.0	5.0	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Proizvod	Kod	Opis	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Podloge za Cronobacter sakazakii</b>					
<b>NOVO</b>	LAB081-A	CSEB (ISO)-Bujon za obogaćenje Cronobacter sakazakii Bujon za obogaćenje za izolaciju Cronobacter sakazakii iz mleka i mlečnih proizvoda u skladu sa ISO/TS 22964:2006(E)	64.6	7.7	500g
<b>NOVO</b>	HAL012-A	Harlequin™ CSIM (ISO) - podloga za izolaciju Cronobacter sakazakii Selektivni agar za izolaciju Cronobacter sakazakii iz mleka i mlečnih proizvoda prema ISO/TS 22964:2006(E)	29.75	16.8	500g
<b>NOVO</b>	HAL013-A	Harlequin™ CSA-DFI - Cronobacter sakazakii agar, DFI formulacija Selektivni agar za izolaciju Cronobacter sakazakii prema formulaciji Druggan-a, Forsythe-a i Iversen-a.			500g
	LAB003-A	D.C.L.S. Agar (Dezoksiholat Citrat Laktoza Sukroza) Modifikacija Leifson-ove D.C.A. podloge koja obuhvata dodatni supstrat za fermentaciju-sukrozu	50.0	10.0	500g
<b>D.E. podloga za neutralizaciju (Dey&amp;Engley)</b>					
	LAB188-A	D.E. Agar za neutralizaciju Za utvrđivanje baktericidne aktivnosti antiseptika i dezinfekcionih sredstava	54.0	9.3	500g
	LAB187-A	D.E. Bujon za neutralizaciju Za utvrđivanje baktericidne aktivnosti antiseptika i dezinfekcionih sredstava	39.0	12.8	500g
	LAB186-A	D.E. baza za bujon za neutralizaciju Za evaluaciju dezinfekcionih sredstava. Ne sadrži neutrališuće supstance	17.5	28.6	500g
	LAB117-A	Podloga za test dermatofita (Dermatophyte Test Medium-D.T.M.) Koristi se za detekciju patogenih gljivica sa kože	62.0	8.1	500g
	X009	Hloramfenikol (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>Dezoksiholat podloge</b>					
	LAB003-A	D.C.L.S. Agar (Dezoksiholat Citrat Laktoza Sukroza) Modifikacija Leifson-ove D.C.A. podloge koja obuhvata dodatni supstrat za fermentaciju-sukrozu	50.0	10.0	500g
	LAB029-A	Dezoksiholat Citratni Agar Leifson-ova originalna formulacija za izolaciju Salmonella spp. i Shigella spp.	45.5	11.0	500g
	LAB065-A	Dezoksiholat Citratni Agar (Haynes) Promenjena formulacija LAB029 koja pruža više inhibicije protiv komensalne flore	52.0	9.6	500g
	LAB020-A	Dekstroza Tripton Agar Za enumeraciju termofilnih sporogenih bakterija u hrani	27.0	18.5	500g
	LAB537-A	Dijagnostički polučvrsti Salmonella agar (Diassalm) Diferecijalna podloga za izolaciju Salmonella spp.	53.0	9.4	500g
	X150	Novobiocin (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
	LAB095-A	DNaza agar Za identifikaciju potencijalno patogenih Staphylococci	39.0	12.8	500g
<b>Easter &amp; Gibson podloge</b>					
	LAB136-A	Easter & Gibson podloga za predobogaćenje Za korišćenje u procedurama za detekciju koje koriste metodu impedance	25.0	20.0	500g
	LAB137-E	Easter & Gibson Salmonella podloga Za brzu detekciju Salmonella spp. korišćenjem metode impedance	25.0	20.0	100g
	X137	TMAO selenit (1 fiola za 100ml podloge)			10 fiola
	LAB171-A	E.C. podloga Selektivni bujon za izolaciju koliformnih bakterija iz uzoraka vode i hrane - preporučen od strane APHA	37.0	13.5	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB091-A	<b>Easter &amp; Gibson podloge (nastavak)</b> E.E. bujon (Enterobacteriaceae Enrichment) Podloga za obogaćenje Enterobacteriaceae iz hrane	43.5	11.5	500g
LAB060-A	Endo agar Za enumeraciju koliforma u vodi i mlečnim proizvodima - preporučen od strane APHA	41.0	12.2	500g
LAB061-A	Eosin Methylene Blue Agar (Levine) Za diferencijaciju enteričnih mikroorganizama	34.5	14.5	500g
<b>Eugon podloge</b>				
LAB525-A	Eugon agar Hranljiva podloga za masovnu kultivaciju mikroorganizama. Takođe, može se koristiti i za ispitivanje kvarenja mesa	45.0	11.1	500g
LAB526-A	Eugon bujon Hranljiva podloga za masovnu kultivaciju mikroorganizama	30.0	16.6	500g
<b>Podloge za izbirljive anaerobe</b>				
LAB090-A	Agar za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Agar - FAA) Podloga za primarnu izolaciju koja omogućava gajenje većine klinički značajnih anaeroba	46.0	10.9	500g
LAB071-A	Bujon za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Broth - FAB) Omogućava optimalan rast striktnih anaeroba	29.6	16.7	500g
LAB025-A	Tečna tioglikolatna podloga USP Za ispitivanje sterilnosti. U skladu sa United States Pharmacopeia	29.8	16.9	500g
<b>Fraser bujon podloge</b>				
Hranljivi bujon za izolaciju Listeria spp.				
LAB212-A	Fraser bujon-PLUS (ISO)	55.0	9.0	500g
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C)			10 fiola
LAB211-A	Half Fraser bujon -PLUS (ISO)	55.0	9.0	500g
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C)			10 fiola
LAB164-A	Baza za Fraser bujon	55.0	9.0	500g
X164	Half Fraser suplement (1 fiola za 450ml podloge)			10 fiola
X564	Half Fraser suplement (1 fiola za 2.25 litara podloge)			10 fiola
X165	Fraser suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<i>Gardnerella vaginalis</i> selektivna podloga Za selektivnu izolaciju Gardnerella vaginalis				
LAB001-A	Baza za Columbia agar	41.0	12.2	500g
X011	Kolistin i nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>G.C. selektivne podloge</b>				
Thayer Martin podloga Za selektivnu izolaciju Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis				
LAB067-A	Baza za GC Agar	36.0	13.9	500g
X271	GC suplement za rast (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
X068	V.C.N.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
NOVO Za selektivnu izolaciju Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis				
LAB067-A	Baza za GC agar	36.0	13.9	500g
X271	GC suplement za rast (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
X070	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X270	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
X069	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X269	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola



## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB110-A	Hektoen Enteric podloga Za oporavak Shigella spp. iz kliničkih uzoraka	76.0	6.6	500g
LAB140-A	Baza za <i>Helicobacter pylori</i> agar Za izolaciju <i>Helicobacter pylori</i>	33.0	15.1	500g
X040	VCA suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB027-A	Hoyles podloga Za izolaciju i diferencijaciju <i>Corynebacterium diptheriae</i> tipovi <i>gravis</i> , <i>mitus</i> i <i>intermedius</i>	37.0	13.5	500g
X027	Kalijum Telurit 3.5% (2ml)			10 fiola
<b>Kanamycin Eskulin Azid Podloge</b>				
LAB106-A	Kanamycin eskulin azid agar (kompletan) Kompletna podloga za enumeraciju Enterococci-ne zahteva dodatak suplemenata	43.0	11.6	500g
LAB107-A	Kanamycin eskulin azid bujon (kompletan) Kompletna podloga za enumeraciju Enterococci-ne zahteva dodatak suplemenata	33.0	15.2	500g
LAB059-A	Kliglerov gvožđe agar (Kliglerov dvostruki šećer sa dodatkom gvožđa) Diferencijalna podloga koja se koristi za identifikaciju crevnih mikroorganizama	49.0	10.2	500g
<b>L.B. Biomolekularne podloge (Luria Bertani)</b>				
LAB168-A	L.B. agar Za brzi rast i detekciju bakterija transformisanih fagima i plazmidima	40.0	12.5	500g
MC405-E1	X-gal (5-bromo-4-hloro-3-inolil- $\beta$ -D-galaktozid) suplement			1g
MC402-E1	IPTG (izopropanil- $\beta$ -D-tiogalaktopiranozid) suplement			1g
LAB174-A	L.B. agar (Lennox) Bogata podloga koja sadrži upola manje soli nego LAB168	35.0	14.3	500g
MC405-E1	X-gal (5-bromo-4-hloro-3-inolil- $\beta$ -D-galaktozid) suplement			1g
MC402-E1	IPTG (izopropanil- $\beta$ -D-tiogalaktopiranozid) suplement			1g
LAB169-A	L.B. bujon Hranljivi bujon koji se koristi za rast i gajenje bakterija	25.0	20.0	500g
LAB191-A	L.B. bujon (visok sadržaj soli) Za brzi rast i detekciju bakterija transformisanih fagima i plazmidima	25.0	20.0	500g
LAB173-A	L.B. bujon (Lennox) Hranljivi bujon koji sadrži upola manje soli nego od LAB169. Koristi se za rast i gajenje bakterija	20.0	25.0	500g
LAB572-E	L.I.C.N.R. bujon Za brzu identifikaciju <i>Salmonella</i> spp. u hrani	25.8	3.9	100g
LAB126-A	Laktozni bujon Za identifikaciju koliformnih bakterija u vodi i mlečnim proizvodima	13.0	38.5	500g
<b>Lauril sulfat i lauril triptoza bujoni</b>				
<b>NOVO</b> LAB077-A	Modifikovani Lauril sulfat triptoza bujon sa MUG i Triptofanom (ISO) (MLSTB-MT). Za enumeraciju <i>E.coli</i> iz mleka i mlečnih proizvoda u skladu sa ISO 11866-1:2005	36.7	13.6	500g
LAB196-A	Lauril triptoza bujon Za detekciju koliformnih bakterija u vodi. Podloga preporučena od strane APHA	35.6	14.0	500g
MC406-E1	MUG (4 metilumbeliferil- $\beta$ -D-glukuronid)			1g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
	<b>Letheen podloga za neutralizaciju</b>			
LAB185-A	Letheen agar Može se koristiti za procenu baktericidne aktivnosti QAC. Preporučen od strane ASTM i AOAC	32.0	15.6	500g
LAB184-A	Letheen bujon Može se koristiti za procenu baktericidne aktivnosti QAC. Preporučen od strane ASTM i AOAC	25.7	19.5	500g
	<b>Podloge za izolaciju Listeria</b>			
LAB582-B5	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria -PLUS Potpuna verzija LAB139 koja ne zahteva dodatak suplemenata	47.1	10.6	5kg
	Fraser bujon Hranljivi bujon za izolaciju Listeria spp.			
LAB212-A	Fraser bujon-PLUS (ISO)	55.0	9.0	500g
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C.)			10 fiola
LAB211-A	Half Fraser bujon -PLUS (ISO)	55.0	9.0	500g
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C.)			10 fiola
LAB164-A	Baza za Fraser bujon	55.0	9.0	500g
X164	Half Fraser suplement (1 fiola za 450ml podloge)			10 fiola
X564	Half Fraser suplement (1 fiola za 2.25 litara podloge)			10 fiola
X165	Fraser suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
HAL010-A	Harlequin™ Listeria hromogeni agar (ISO 11290) Selektivna podloga za izolaciju i identifikaciju Listeria monocytogenes i Listeria spp. iz uzoraka hrane	70.5	7.1	500g
X010	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X210	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 boca za 2.5 litra podloge)			100 ml
X072	Polimiksin, Ceflazidim selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
HAL002-A	Harlequin™ Listeria podloga Selektivna podloga za izolaciju i identifikaciju Listeria spp. iz kliničkih uzoraka i uzoraka hrane	73.5	6.8	500g
X122	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
X123	C.N.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
LAB138-A	Bujon za obogaćenje Listeria (FDA) Za selektivno obogaćenje uzoraka hrane i materijala iz okruženja koji sadrže Listeria spp.	36.0	13.9	500g
X138	N.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X139	N.A.N. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB579-B5	Bujon za obogaćenje Listeria -PLUS (FDA) Potpuna verzija LAB138 koja ne zahteva dodatak suplemenata	36.1	13.9	5kg
LAB206-A	Podloga za izolaciju Listeria, Oxford (ISO) Selektivna podloga za identifikaciju Listeria monocytogenes	57.5	8.7	500g
X122	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X123	C.N.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB122-A	Podloga za izolaciju Listeria, Oxford Selektivna podloga za identifikaciju Listeria monocytogenes	57.5	8.7	500g
X122	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X123	C.N.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB172-A	Krvni agar za Listeria monocytogenes (LMBA) Za specifičnu detekciju i enumeraciju Listeria monocytogenes u uzorcima hrane	50.0	10.0	500g
X072	Polimiksin, Ceflazidim selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X072N	Nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB148-A	PALCAM agar baza Selektivna podloga za identifikaciju Listeria monocytogenes	71.0	7.0	500g
X144	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB144-A	PALCAM bujon Za obogaćenje uzoraka hrane i materijala iz okruženja koji sadrže Listeria spp.	54.4	9.1	500g
X144	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB155-A	UVM Base podloga (University of Vermont)	52.0	9.6	500g
X155	Dvofazni proces obogaćenja za izolaciju <i>Listeria</i> spp. (USDA metoda) UVM I suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB201-A	Lizin agar Za enumeraciju kvasaca	66.0	7.6	500g
X035	Kalijum laktat (5ml)			10 fiola
X036	Mlečna kiselina 10% (1 ml)			10 fiola
LAB054-A	Lizin gvožđe agar Diferencijalna podloga za enterične patogene	31.5	15.9	500g
LAB092-A	M17 agar Za enumeraciju laktoza fermentujućih <i>Streptococci</i>	57.2	8.7	500g
<b>Mac Conkey podloge</b>				
HAL006-A	Harlequin™ SMAC-BCIG Podloga za specifičnim supstratom za izolaciju <i>Escherichia coli</i> O157:H7	48.6	10.3	500g
X161	Cefiksim telurit selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB045-A	Mac Conkey agar No.3 Za izolaciju <i>Enterobacteriaceae</i> iz uzoraka vode i otpadnih voda	51.5	9.7	500g
LAB002-A	Mac Conkey agar (bez soli) Diferencijalna podloga za enterične bakterije	48.5	10.3	500g
LAB030-A	Mac Conkey agar (sa dodatkom soli) Selektivna podloga za izolaciju mikroorganizama tolerantnih na žuč	52.0	9.6	500g
LAB005-A	Mac Conkey bujon Za detekciju i enumeraciju fekalnih koliforma	35.0	14.3	500g
LAB209-E	Ramnoza Mac Conkey (VTEC 026) agar Selektivna diferencijalna podloga za izolaciju <i>Escherichia coli</i> 026	53.5	9.3	100g
X161	Cefiksim telurit suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB161-A	Mac Conkey sorbitol agar Selektivna diferencijalna podloga za izolaciju <i>Escherichia coli</i> O157	48.5	10.3	500g
X161	Cefiksim telurit suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>Podloge sa dodatkom sladnog ekstrakta</b>				
LAB037-A	Agar sa sladnim ekstraktom Kisela podloga za izolaciju većine kvasaca i plesni	50.0	10.0	500g
X037	Mlečna kiselina 10% -5ml (1 fiola za 250ml podloge)			100 fiola
LAB159-A	Bujon sa sladnim ekstraktom Za izolaciju kvasaca i plesni tokom testiranja sterilnosti	20.0	25.0	500g
LAB007-A	Manitol slani agar Za izolaciju <i>Staphylococci</i> koje podnose visoku koncentraciju soli	108.0	4.6	500g
LAB103-A	Maximum Recovery Diluent Osmotski kontrolisan diluent	9.5	52.6	500g
LAB082-A	Membranski lauril sulfat bujon (Membrane Lauryl Sulphate Broth) Za enumeraciju koliformnih bakterija u vodi	76.2	6.6	500g
LAB189-A	Microbial Content Test Agar (M.C.T.A) Za detekciju mikroorganizama na dezinfikovanim površinama	45.7	10.9	500g
LAB019-A	Mlečni agar (Milk Agar) Za enumeraciju mikroorganizama u mlečnim proizvodima	24.0	20.8	500g
X019	P-INC suplement (PNCV) (1 fiola za 200ml podloge)			10 fiola
X219	P-INC suplement (PNCV) (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Podloge sa dodatkom sladnog ekstrakta (nastavak)</b>				
LAB115-A	Podloga za ukupan broj bakterija u mleku (Milk Plate Count Agar) Za enumeraciju vijabilnih bakterija u mleku i mlečnim proizvodima	19.5	25.6	500g
LAB080A-A	Glutamatna podloga modifikovana mineralima (Minerals Modified Glutamate Medium)	11.4	44.1	370g
LAB080B-A	Natrijum glutamate Za MPN tehniku enumeracije koliforma u vodi	6.4	78.1	130g
LAB116-A	MLCB agar (Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant green) Selektivna podloga za izolaciju Salmonella (osim S. typhi i S. paratyphi A)	49.0	10.2	500g
LAB077-A	Modifikovani lauril sulfat triptozna bujon sa MUG i triptofanom (ISO) (MLSTB-MT). Za enumeraciju E.coli iz mleka i mlečnih proizvoda prema ISO11866-1:2005	36.7	13.6	500g
LAB165-A	Modifikovani tripton soja bujon (MTSB)-0157 bujon	33.0	15.1	500g
X150	Selektivna podloga za obogaćenje za VTEK Escherichia coli Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>MRS PODLOGE</b>				
LAB093-A	MRS agar Za gajenje i enumeraciju Lactobacillus spp.	70.0	7.1	500g
LAB094-A	MRS bujon Za gajenje i enumeraciju Lactobacillus spp.	55.0	9.1	500g
LAB150-A	MSRV podloga (Semi Solid Rappaport Medium) Za brzu detekciju pokretne Salmonellae	31.5	15.9	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>Mueller Hinton podloge</b>				
LAB039-A	Mueller Hinton agar II Usvojeno od strane NCCLS kao definitivna metoda za ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove	38.0	13.2	500g
LAB114-A	Mueller Hinton bujon Za NCCLS tehniku dilucije u epruvetama pri izračunavanju minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) antibiotika	21.0	23.8	500g
<b>Mueller Kauffman podloge</b>				
LAB202-A	Mueller Kaufmann Tetratonat Novobiocin Bujon (MKTTn) Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella, prema BS EN ISO 6579:2002	89.4	5.6	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB042-A	Mueller Kauffman Tetratonat Bujon Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella	82.0	6.1	500g
<b>Hranljive podloge</b>				
LAB008-A	Hranljivi agar Agar opšte namene za kultivaciju mikroorganizama	28.0	17.9	500g
LAB214-A	Hranljivi agar (ISO) Podloga opšte namene za kultivaciju mikroorganizama prema ISO 6579:2002, ISO 10273:2003 i ISO 16654:2001	21.5	23.3	500g
LAB068-A	Hranljivi bujon E Bujon opšte namene za kultivaciju mikroorganizama	13.0	38.5	500g
LAB014-A	Hranljivi bujon No.2 BP Bujon opšte namene za kultivaciju mikroorganizama	25.0	20.0	500g
LAB182-A	NZCYM bujon Podloga sa poboljšanom formulacijom za povećanje priraštaja Lambda faga	23.0	21.7	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB181-A	NZY bujon Dizajniran za povećanje replikacije Lambda faga	22.0	22.7	500g
LAB165-A	0157 bujon (MTSB) Selektivna podloga za obogaćenje za VTEC Escherichia coli	33.0	15.1	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB147-A	Orange Serum Agar Za izolaciju mikroorganizama odgovornih za kvarenje citrusnog voća	42.0	11.9	500g
LAB192-A	Podloga za izolaciju oksacilin rezistentnih Staphylococci O.R.S.I.M. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	103.5	4.8	500g
X192	Za izolaciju oksacilin rezistentnih Staphylococci O.R.S.I.M. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB089-A	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (O.G.Y.E.) Selektivna podloga za enumeraciju kvasaca i plesni	37.0	13.5	500g
X089	Oksitetraciklin suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>PALCAM podloge</b>				
LAB148-A	PALCAM agar (baza) Selektivna podloga za identifikaciju Listeria monocytogenes	71.0	7.0	500g
X144	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB144-A	PALCAM bujon Za obogaćenje Listeria iz uzoraka hrane i materijala iz okruženja	54.4	9.1	500g
X144	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB193-A	PEMBA (Podloga za Bacillus cereus) Za izolaciju i enumeraciju Bacillus cereus	41.0	12.1	500g
X073	Emulzija žumanceta			100ml
X193	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB104-A	Peptonska voda Osnovna podloga za ispitivanja fermentacije ugljenih hidrata	15.0	33.3	500g
<b>Perfrigans podloge za izolaciju</b>				
LAB109-A	Perfrigans agar (O.P.S.P) Za enumeraciju Clostridium perfrigans u hrani	45.6	10.9	500g
X109	Sulfadiazin suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X110	Oleandomicin / Polimiksin suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB194-A	Perfrigans agar (T.S.C) Za enumeraciju i identifikaciju Clostridium perfrigans	46.0	10.9	500g
X194	D-cikloserin suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>Podloge za ukupan broj bakterija</b>				
LAB115-A	Podloga za ukupan broj bakterija u mleku (Milk Plate Count Agar) Za enumeraciju vijabilnih bakterija u mleku i mlečnim proizvodima	19.5	25.6	500g
LAB010-A	Podloga za ukupan broj bakterija APHA (Plate Count Agar) Za pour plate tehniku i tehniku površinske inokulacije - formulisana prema APHA specifikaciji	23.5	21.2	500g
LAB149-A	Podloga za ukupan broj bakterija (Plate Count Agar) Za pour plate tehniku i tehniku površinske inokulacije	20.5	24.4	500g
LAB063-A	Tripton glukoza ekstrakt agar (Tryptone Glucose Extract Agar) Koristi se za procenu ukupnog broja vijabilnih bakterija u hrani i mlečnim proizvodima-preporučeno od strane APHA i AOAC	24.0	20.8	500g
LAB197-A	Podloga za ukupan broj bakterija u vodi (Water Plate Count Agar) Hranljiva ne selektivna podloga koja po sastavu odgovara standardu ISO 6222:1999(E)	24.0	20.8	500g



## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Podloge za ukupan broj bakterija (nastavak)</b>				
LAB073-A	Podloga za Bacillus cereus (P.R.E.P.) Za enumeraciju i diferencijaciju Bacillus cereus	46.0	10.9	500g
X073	Emulzija žumanceta			100ml
X074	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X274	Polimiksin B (1 fiola za 2 litra podloge)			10 fiola
LAB098-A	Krompir dekstroza agar Preporučen od strane APHA za enumeraciju kvasaca i plesni u hrani	39.0	12.8	500g
X037	Mlečna kiselina 10% -5ml (1 fiola za 250ml podloge)			100 fiola
<b>Podloge za izolaciju Pseudomonas</b>				
<i>Podloga za selektivnu izolaciju Burkholderia cepacia</i>				
LAB108-A	Baza za Pseudomonas agar	48.4	10.3	500g
X140	Cepacia selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB133-A	Cetrimid agar Za izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz farmakoloških supstanci	45.3	11.0	500g
<i>Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa</i>				
LAB108-A	Baza za Pseudomonas agar	48.4	10.3	500g
X107	CN suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<i>Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas spp</i>				
LAB108-A	Baza za Pseudomonas agar	48.4	10.3	500g
X108	CFC suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>R2A podloge</b>				
LAB163-A	R2A podloga Za enumeraciju heterotrofnih bakterija u vodi	18.0	27.7	500g
LAB203-A	R2A bujon Za ispitivanje sterilnosti linija za aseptično punjenje	3.0	166.6	500g
<b>Rappaport Vassiliadis podloge</b>				
LAB086-A	Rappaport Vassiliadis podloga (RVS) Selektivni bujon za obogaćenje i oporavak Salmonellae	26.8	15.7	500g
LAB150-A	MSRV podloga (Semi Solid Rappaport Medium) Za brzu detekciju pokretne Salmonellae	31.5	15.9	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB198-A	Raka-Ray No.3 agar Za enumeraciju mikroorganizama u procesima vrenja	77.1	6.5	500g
LAB199-A	Raka-Ray No.3 agar (sa većom čvrstinom gela) Za enumeraciju mikroorganizama u procesima vrenja	87.1	5.8	500g
<b>Pojačane podloge za Clostridium</b>				
LAB023-A	Pojačani agar za Clostridium Za enumeraciju Clostridium spp. pour plate metodom	49.0	10.2	500g
LAB022-A	Pojačani bujon za Clostridium Za oporavak niskog nivoa Clostridium spp.	38.0	13.1	500g
LAB209-E	Ramnoza Mac Conkey (VTEC 026) agar Selektivna diferencijalna podloga za izolaciju Escherichia coli 026	53.5	9.3	100g
X161	Cefiksim telurit selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB100Z-A	Tablete Ringerovog rastvora, ¼ jačine Osmotski kontrolisan rastvor, može se koristiti kao diluent			100 tableta
LAB036-A	Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base Selektivna podloga za enumeraciju kvasaca i plesni	28.5	17.5	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
X009	Hloramfenikol (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X209	Hloramfenikol (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
LAB052-A	S.S. agar (Salmonella Shigella Agar) Za selektivnu izolaciju Salmonellae i Shigellae	60.0	8.3	500g
<b>Sabouraud podloge</b>				
LAB009-A	Sabouraud dekstrozni agar Selektivna podloga za gljivice i kvasce	62.0	8.1	500g
LAB033-A	Sabouraud tečna podloga USP Tečna podloga za test sterilnosti za detekciju kvasaca i plesni	30.0	16.7	500g
LAB111-A	Sabouraud maltozni agar Selektivna podloga za gljivice i kvasce-preporučena od strane APHA	62.0	8.1	500g
<b>Podloge za izolaciju Salmonellae</b>				
LAB013A-A	Bizmut sulfidni agar (baza) 'A'	36.4	13.7	333g
LAB013B-A	Hemijska mešavina 'B' za Bizmut sulfidni agar Za izolaciju Salmonella typhi (modifikovana Wilson & Blair podloga)	18.0	27.8	166g
LAB034-A	Brilijant zeleni agar (modifikovan) Selektivna podloga za izolaciju Salmonellae (izuzev S.typhi)	52.0	9.6	500g
LAB003-A	D.C.L.S. agar (Dezoksiholat Citrat Laktoza Sukroza) Modifikacija Leifson-ove D.C.A. podloge koja obuhvata dodatni supstrat za fermentaciju-sukrozu	50.0	10.0	500g
LAB029-A	Dezoksiholat citratni agar Leifson-ova originalna formulacija za izolaciju Salmonella spp. i Shigella spp	45.5	11.0	500g
LAB065-A	Dezoksiholat citratni agar (Haynes) Promenjena formulacija LAB029 koja pruža više inhibicije protiv komensalne flore	52.0	9.6	500g
LAB537-A	Dijagnostički polučvrsti Salmonella agar (Diassalm) Difrencijalna podloga za izolaciju Salmonella spp.	53.0	9.4	500g
X150	Novobiocin (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
HAL001-A	Harlequin™ Salmonela ABC podloga Dvostruka hromogena podloga za izolaciju Salmonellae iz uzoraka hrane (uključujući Salmonella typhi i paratyphi)	36.5	13.7	500g
LAB110-A	Hektoen Enteric podloga Za oporavak Shigella spp. iz kliničkih uzoraka	76.0	6.6	500g
LAB572-E	L.I.C.N.R. bujon Za brzu identifikaciju Salmonella spp. u hrani	25.8	3.9	100g
LAB116-A	MLCB agar (Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant green) Selektivna podloga za izolaciju Salmonella (izuzev S. typhi i S. paratyphi A)	49.0	10.2	500g
LAB150-A	MSRV podloga (Semi Solid Rappaport Medium) Za brzu detekciju pokretne Salmonellae	31.5	15.9	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB042-A	Mueller Kauffman Tetratonat Bujon Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella	82.0	6.1	500g
LAB202-A	Mueller Kaufmann Tetratonat Novobiocin Bujon (MKTTn) Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella, prema BS EN ISO 6579:2002	89.4	5.6	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB086-A	Rappaport Vassiliadis podloga (Rappaport Vassiliadis Medium,RVS) Selektivni bujon za obogaćenje za oporavak Salmonellae	26.8	15.7	500g
LAB052-A	S.S. agar (Salmonella Shigella Agar) Za selektivnu izolaciju Salmonellae i Shigellae	60.0	8.3	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
	<b>Podloge za izolaciju Salmonellae (nastavak)</b>			
LAB044A-A	Selenit bujon (baza) Podloga za selektivno obogaćenje Salmonellae iz uzoraka hrane i uzoraka fecesa - mora se suplementirati sa LAB044B	19.0	26.3	500g
LAB055A-A	Selenit cistin bujon (baza) Podloga za selektivno obogaćenje Salmonellae iz uzoraka hrane i uzoraka fecesa - mora se suplementirati sa LAB044B	19.0	26.3	500g
LAB044B-E	Natrijum biselenit Dodatak svim selenit podlogama	4.0	125.0	100g
LAB097-A	Tetrationat bujon (APHA) Bujon za selektivno obogaćenje za rast Salmonellae	46.0	10.9	500g
LAB032-A	XLD agar (Xylose Lysine Decarboxylase) Za selektivnu izolaciju Shigella spp. i Salmonella spp.	53.5	9.3	500g
	<b>Selenit podloge</b>			
LAB044A-A	Selenit bujon (baza) Podloga za selektivno obogaćenje Salmonellae iz uzoraka hrane i uzoraka fecesa - mora se suplementirati sa LAB044B	19.0	26.3	500g
LAB055A-A	Selenite Cystine Broth Base Podloga za selektivno obogaćenje Salmonellae iz uzoraka hrane i uzoraka fecesa - mora se suplementirati sa LAB044B	19.0	26.3	500g
LAB044B-E	Natrijum biselenit Dodatak svim selenit podlogama	4.0	125.0	100g
LAB012-A	Agar za ispitivanje osetljivosti (Sensitivity Test Agar, STA) Za ispitivanje osetljivosti na antibiotike korišćenjem Joan Stokes tehnike	40.0	12.5	500g
LAB069-A	Simmons citratni agar za diferencijaciju enteričnih bakterija	24.2	20.7	500g
LAB166-A	Slanetz & Bartley agar (Membrane Enterococcus Agar) za enumeraciju Enterococci u uzorcima vode	43.5	11.4	500g
LAB161-A	Mac Conkey sorbitol agar Selektivna diferencijalna podloga za izolaciju Escherichia coli 0157	48.5	10.3	500g
X161	Cefiksim telurit suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB087-A	Agar bez šećera (Sugar Free Agar) Za enumeraciju psihotropnih i mezofilnih Garm negativnih sojeva u mlečnim proizvodima	34.0	14.7	500g
LAB170-A	Agar za ispitivanje osetljivosti ISO (Sensitivity Test ISO Agar) Poludefinisana hranljiva podloga za ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove	35.9	13.9	500g
LAB096-A	Cholera T.C.B.S. podloga Za selektivnu izolaciju Vibrio spp.	88.0	5.7	500g
LAB183-A	Terrific bujon Nutritivna podloga koja potpomaže visoku bakterijsku gustinu	47.6	10.5	500g
	<b>Tetrationat podloge</b>			
LAB097-A	Tetrationat bujon (APHA) Bujon za selektivno obogaćenje za rast Salmonellae	46.0	10.9	500g
LAB042-A	Mueller Kauffman Tetrationat Bujon Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella	82.0	6.1	500g
LAB202-A	Mueller Kaufmann Tetrationat Novobiocin Bujon (MKTTn) Selektivni bujon za obogaćenje Salmonella, prema BS EN ISO 6579:2002	89.4	5.6	500g
X150	Novobiocin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Tioglikolatne podloge</b>				
LAB025-A	Tečna tioglikolatna podloga USP Za ispitivanje sterilnosti. Prema United States Pharmacopeia	29.8	16.9	500g
LAB064-A	Tioglikolatna podloga (Brewer) Za ispitivanje sterilnosti i kultivaciju anaeroba	20.0	25.0	500g
LAB075-A	Todd Hewitt bujon Za kultivaciju Streptococci koja prethodi serološkoj tipizaciji	36.4	13.7	500g
LAB053-A	Trostuki šećer gvožđe agar (Triple Sugar Iron Agar) Za diferencijaciju Enterobacteriaceae	65.0	7.7	500g
LAB072-A	Trypton žučni agar Za izolaciju i enumeraciju Escherichia coli	36.5	13.7	500g
LAB063-A	Trypton glukoza ekstrakt agar Koristi se za procenu ukupnog broja vijabilnih bakterija u hrani i mlečnim proizvodima - preporučeno od strane APHA i AOAC	24.0	20.8	500g
<b>Trypton soja podloge</b>				
LAB011-A	Trypton soja agar USP Podloga opšte namene koja omogućava rast širokog spektra mikroorganizama	37.0	13.5	500g
LAB004-A	Trypton soja bujon USP Podloga opšte namene koja omogućava rast širokog spektra mikroorganizama	30.0	16.7	500g
LAB205-A	Trypton soja bujon (bez dektroze) Osnovna podloga koja može biti obogaćena ugljenim hidratima i indikatorima u ispitivanjima fermentacije	27.5	18.2	500g
LAB129-A	Triptonska voda Za detekciju stvaranja indola iz triptofana	15.0	33.3	500g
LAB062-A	Triptoza fosfatni bujon Nutritivno veoma bogat bujon	29.5	16.9	500g
LAB035-A	TYC podloga (Tryptone Yeast Cystine) Za izolaciju i diferencijaciju Streptococcus sanguis i Streptococcus mutans	98.0	5.1	500g
<b>Urea podloge</b>				
LAB130-A	Christensenova urea (baza) Za detekciju ureaza-produkujućih mikroorganizama	21.0	23.8	500g
X130	40% urea 5ml (1 fiola za 95ml podloge)			5ml x 10
LAB131-A	Urea bujon (baza) Tečna varijanta LAB130 koja omogućava lakše zasejavanje i detekciju produkcije ureaze	9.0	58.5	500g
X130	40% urea 5ml (1 fiola za 95ml podloge)			5ml x 10
LAB155-A	UVM Base podloga (University of Vermont) Dvofazni proces obogaćenja za izolaciju Listeria spp. (USDA metoda)	52.0	9.6	500g
X155	UVM I suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
LAB208-A	Biljni soja bujon (Vegetable Soy Broth) Alternativa Trypton Soja Bujonu koja nije animalnog porekla	30.0	16.7	500g

## Dehidrovane hranljive podloge

Kod	Proizvod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Ljubičasto Crvene Žučne Podloge</b>				
LAB031-A	Ljubičasto crveni žučni agar (Violet Red Bile Agar, VRBA) Za enumeraciju koliforma u hrani i mlečnim proizvodima	38.5	13.0	500g
LAB573-A	Ljubičasto crveni žučni agar sa dodatkom MUG-a (VRBA with MUG) Za simultanu enumeraciju koliformnih bakterija i E.coli	38.6	13.0	500g
LAB088-A	Ljubičasto crveni žučni agar sa glukozom (Violet Red Bile Glucose Agar, VRBGA) Za enumeraciju Enterobacteriaceae u hrani i mlečnim proizvodima	38.5	13.0	500g
LAB079-A	W.L. hranljivi agar (Wallerstein Laboratory) Za enumeraciju mikroorganizama u procesima vrenja	75.0	6.7	500g
LAB197-A	Podloga za ukupan broj bakterija u vodi (Water Plate Count Agar) Hranljiva ne selektivna podloga koja po sastavu odgovara standardu ISO 6222:1999(E)	24.0	20.8	500g
<b>Wort podloge</b>				
LAB038-A	Wort agar Za enumeraciju kvasaca i plesni- može biti modifikovan za osmofilne uslove	50.0	10.0	500g
LAB099-A	Wort bujon Za enumeraciju kvasaca i plesni- može biti modifikovan za osmofilne uslove	35.0	14.3	500g
LAB032-A	XLD agar (Xylose Lysine Decarboxylase) Za selektivnu izolaciju Shigella spp. i Salmonella spp.	53.5	9.3	500g
LAB200-A	Agar za kvasce i plesni (Yeast & Mould Agar) Za izolaciju i enumeraciju kvasaca i plesni	41.0	12.2	500g
LAB018-A	Agar sa ekstraktom kvasca (Yeast Extract Agar) Za enumeraciju mikroorganizama u vodi i mlečnim proizvodima	23.0	21.7	500g
LAB119-A	Agar sa ekstraktom kvasca, dektrozom i hloramfenikolom (Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar) Selektivna podloga za enumeraciju kvasaca i plesni u mlečnim proizvodima	40.0	12.5	500g
X009	Hloramfenikol (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
X209	Hloramfenikol (1 fiola za 1 litar podloge)			10 fiola
LAB120-A	Yersinia selektivni agar (Schiemann-ov C.I.N. agar) Za izolaciju i enumeraciju Yersinia spp.	58.0	8.6	500g
X120	CIN selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)			10 fiola
<b>YPD podloge</b>				
LAB176-A	YPD agar Nutritivna podloga za čuvanje i umnožavanje kvasaca	67.0	7.5	500g
LAB175-A	YPD bujon Nutritivna podloga za čuvanje i umnožavanje kvasaca	50.0	10.0	500g
<b>2xYT podloge</b>				
LAB179-A	2xYT podloga Za rast ćelija domaćina filamentoznih jednolančanih bakteriofaga	31.0	16.1	500g
LAB180-A	2xYT sa agarom Za rast ćelija domaćina filamentoznih jednolančanih bakteriofaga	46.0	10.9	500g



## Pojedinačni sastojci podloga

Kod	Proizvod	Veličina
<b>Agari</b>		
MC002-A	Bakteriološki agar No.1 Agar visoke jasnoće sa dobrim gelnim svojstvima-pogodan za sve bakteriološke namene	500g
MC006-A	Bakteriološki agar No.2 Agar opšte namene pogodan za većinu hranljivih podloga	500g
MC029-A	Bakteriološki agar No.4-Plant Tissue Culture Grade Ovaj agar ne sadrži hranljive supstance-pogodan je za dodatak klasičnim i uobičajenim formulacijama	500g
<b>Ugljeni hidrati</b>		
MC013-A	Glukoza (Dekstroza) Microbiological grade	500g
MC020-A	Laktoza Microbiological grade	500g
MC022-A	Maltoza monohidrat Microbiological grade	500g
MC014-A	Manitol (D-Manitol) Microbiological grade	500g
<b>Hemikalije, selektivne supstance i specijalne komponente</b>		
MC025-E	Žučne soli No.3 Prečišćene žučne soli, obično se koriste u niskim koncentracijama (0.15%)	100g
MC402-E1	IPTG (izopropil tiogalaktopiranozid) bez dioksana Za upotrebu u eksperimentima transformacije	1g
MC406-E1	MUG (4-metilumbeliferil-β-D-glukuronid) Fluorogeno jedinjenje za specifičnu detekciju E. coli	1g
MC010-A	Goveđa žuč Prečišćena sveža žuč koja se koristi u selektivnim podlogama	500g
MC017-A	Natrijum hlorid (bakteriološki) Microbiological grade	500g
MC026-E	Natrijum dezoksiholat Specifična žučna kiselina za dodatak podlogama kao što su DCA, DCLS i DCA (Hynes)	100g
MC016-E	Natrijum tioglikolat Za dodatak mikrobiološkim hranljivim podlogama	100g
MC405-E1	X-gal (X-β-Galaktozid) Hromogeni supstrat za detekciju lac Z pozitivnih organizama	1g
<b>Peptoni i hranljive komponente</b>		
MC007-A	Kazein hidrolizovan kiselinom Rastvorljivi proteinski hidrolizat pogodan za antibiotske i vitaminske eseje	500g
MC024-A	Bakteriološki pepton Ekonomičan izvor nutrijenata poreklom iz mesnih peptona i triptona	500g
MC004-A	Balansirani pepton No.1 Bogata mešavina triptona i peptona iz mesa	500g
MC019-A	Goveđi ekstrakt Visoko hranljiv proizvod pogodan za pripremu hranljivih podloga	500g
MC033-A	FMV peptoni (Foot and Mouth Vaccine) Specijalna mešavina peptona za proizvodnju Foot and Mouth Vaccine	500g
MC015-A	Želatin u prahu Kolageni protein za očvršćavanje hranljivih podloga	500g
MC040-A	Laktalbumin hidrolizat Pankreazno razloženi proteini mleka pogodni za proizvodnju vakcina viralnog porekla	500g
MC034-A	Digestija jetre Izvor nutrijenata za mikrobiološke podloge	500g
MC023-A	Sladni ekstrakt Ekstrakt sladnog ječma rastvorljiv u vodi	500g

## Pojedinačni sastojci podloga

Kod	Proizvod	Veličina
<b>Peptoni i hranljive komponente (nastavak)</b>		
MC018-A	Mesni pepton Hranljivi pepton nastao enzimskom digestijom mesa	500g
MC009-A	Mikološki pepton Mešavina peptona sa visokim sadržajem ugljenih hidrata	500g
MC011-A	Proteozni pepton A Visoko nutritivni medijum pogodan za izbirljive organizme	500g
MC027-A	Obrano mleko u prahu Obrano mleko u prahu (microbiological grade)	500g
MC003-A	Pepton iz soje Bogat izvor nutrijenata i visok sadržaj ugljenih hidrata	500g
MC035-A	Specijalni tripton Prečišćeni hidrolizat visoke rastvorljivosti i prozračnosti	500g
MC005-A	Tripton Pepton koji koristi većina bakterija kao supstrat za rast	500g
MC008-A	Triptozna Mešavina peptona pogodnih za gajenje većine izbirljivih mikroorganizama	500g
MC001-A	Ekstrakt kvasca u prahu Sušeni autolizat kvasca koji pruža mešavinu peptida, vitamina i ugljenih hidrata	500g

## Sterilni dodaci

Kod	Proizvod	Količina	Veličina
X073	Emulzija žumanceta Stabilna suspenzija za dodatak hranljivim podlogama	1	100ml
X085	Žumance telurit emulzija Stabilna suspenzija za dodatak Baird Parker podlozi	1	100ml
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C) Stabilni rastvor za dodatak LAB211 i LAB212	10	2ml
X010	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement	10	20ml
X210	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement Stabilni rastvor za dodatak HAL010	1	100ml
X036	Mlečna kiselina 10% Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	10	1ml
X037	Mlečna kiselina 10% Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	100	5ml
X034	Kalijum laktat Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	10	1ml
X035	Kalijum laktat Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	10	5ml
X027	Kalijum Telurit 3.5% Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	10	2ml
X130	40% urea Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	10	5ml
X135	40% urea Stabilan rastvor za dodatak hranljivim podlogama	1	100ml

## Liofilizirani suplementi za hranljive podloge

Svi suplementi se nalaze u pakovanjima od 10 fiola osim ako nije naznačeno drugačije

Kod podloge po fioli	Proizvod	Zapremina
<b>Anaerobi</b>		
X090	Nalidiksična kiselina i vankomicin	500ml
X290	Nalidiksična kiselina i vankomicin	1 litar
X291	Nalidiksična kiselina	1 litar
X093	Cikloserin i cefoksiitin	500ml
X015	Neomicin (75mg)	500ml
X215	Neomicin (75mg)	1 litar
X016	Neomicin (100mg)	500ml
X018	Kanamycin (75mg)	500ml
<b>Bacillus cereus</b>		
X074	Polimiksin B (za dodatak LAB073)	500ml
X274	Polimiksin B (za dodatak LAB073)	2 litra
X193	Polimiksin B (za dodatak LAB193)	500ml
<b>Burkholderia cepacia</b>		
X140	Cepacia selektivni suplement (za dodatak LAB108)	500ml
<b>Campylobacter</b>		
X115	Suplement za rast Campylobacter	500ml
X112	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (za dodatak LAB112)	500ml
X212	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (za dodatak LAB112)	1 litar
X131	C.V.T.C. suplement (za dodatak LAB135)	500ml
X132	C.V.T.N. suplement (za dodatak LAB135)	500ml
X114	Modifikovani Preston Campylobacter suplement	500ml
X214	V.P.T. (Skirow selektivni suplement)	1 litar
<b>Clostridium difficile</b>		
X093	Cikloserin i Cefoksiitin (za dodatak LAB160)	500ml
<b>Clostridium perfringens</b>		
X109	Sulfadiazin (za dodatak LAB109)	500ml
X110	Oleandomicin / Polimiksin (za dodatak LAB109)	500ml
X194	D-cikloserin (za dodatak LAB194)	500ml
<b>Escherichia coli</b>		
X150	Novobiocin	
X161	Cefiksim telurit (za dodatak HAL006, LAB161 i LAB209)	500ml
X546	V.C.C. (za dodatak LAB046)	2.25 litara
<b>Gardnerella vaginalis</b>		
X011	Kolistin i nalidiksična kiselina (za dodatak LAB001)	500ml
<b>Gram-pozitivne Cocci</b>		
X012	Kolistin i nalidiksična kiselina	500ml
X013	Kolistin i oksolinična kiselina	500ml
<b>Helicobacter pylori</b>		
X040	V.C.A. (za dodatak LAB140)	500ml
<b>Legionella</b>		
X195	G.V.P.C.	500ml
X196	BCYE faktor rasta	500ml
X197	BCYE faktor rasta (bez L-cistina)	500ml

## Liofilizirani suplementi za hranljive podloge

Svi suplementi se nalaze u pakovanjima od 10 fiola osim ako nije naznačeno drugačije

Kod podloge po fioli	Proizvod	Zapremina
<b>Listeria</b>		
X122	C.C.C.A.F. (za upotrebu sa LAB122* i HAL002**)	*500ml, **1
X123	C.N.C.A.F. (za upotrebu sa LAB122* i HAL002**)	*500ml, **1
X211	Gvožđe amonijum citrat -FAC ( za upotrebu sa LAB211 i LAB212)	500ml
X164	Half Fraser suplement	450ml
X564	Half Fraser suplement	2.25 litara
X165	Fraser suplement	500ml
X138	N.A.C. ( za upotrebu sa LAB138)	500ml
X072N	Nalidiksična kiselina suplement (za upotrebu sa LAB172)	500ml
X139	N.A.N. ( za upotrebu sa LAB138)	500ml
X144	P.A.C. ( za upotrebu sa LAB144 i LAB148)	500ml
X072	Polimiksin, Ceflazidim selektivni suplement (za upotrebu sa HAL010 i LAB172) (za upotrebu sa HAL010 i LAB172)	500ml
X155	UVM I suplement	500ml
<b>Neisseria gonorrhoeae (G.C podloga)</b>		
X068	V.C.N.T.( za Thayer Martin podlogu)	500ml
X069	L.C.T. ( za NOVO York podlogu)	500ml
X269	L.C.T. ( za NOVO York podlogu)	1 liter
X070	L.C.A.T. ( za NOVO York podlogu)	500ml
X270	L.C.A.T. ( za NOVO York podlogu)	1 liter
X271	GC suplement za rast	1 liter
<b>Pre-inkubacioni test</b>		
X019	P-INC (za upotrebu sa LAB019)	200ml
X219	P-INC (za upotrebu sa LAB019)	1 liter
<b>Pseudomonas</b>		
X108	C.F.C. (za izolaciju Pseudomonas spp.)	500ml
X107	C.N. (za izolaciju Pseudomonas aeruginosa)	500ml
<b>Salmonella</b>		
X150	Novobiocin	
X137	T.M.A.O. i selenit (za upotrebu sa LAB137)	100ml
<b>Staphylococci</b>		
X192	O.R.S.I.M. suplement	500ml
X086	R.P.F. (za upotrebu sa LAB085)	100ml
<b>Streptococci</b>		
X013	Kolistin i oksolinična kiselina	500ml
<b>Kvasci i plesni</b>		
X009	Hloramfenikol (100mg)	500ml
X209	Hloramfenikol (100mg)	1 liter
X089	Oksitetraciklin (za upotrebu sa LAB089)	500ml
<b>Yersinia</b>		
X120	C.I.N. (za upotrebu sa LAB120)	500ml

\*Naručivanje po zahtevu

\*\* Minimalna pretplata od 6 distribucija godišnje..

## Indeks od A-Z po proizvodnom imenu

### Captivate™ proizvodi ImunoMagnetne Separacije (IMS)

	Proizvodni kod
<b>Captivate™ 0103</b>	CAP005-050
Captivate™ 0111	CAP004-050
Captivate™ 0145	CAP006-050
Captivate™ 0157	CAP001-050
Captivate™ 0157	CAP001-250
Captivate™ 026	CAP003-050
Captivate™ mikser (kapacitet 58 tuba)	CAP101-58
Captivate™ Salmonella	CAP002-050
Captivate™ stalak za odvajanje (kapacitet 12 tuba)	CAP100-12P

### Dehidrovane hranljive podloge

	Proizvodni kod
<b>Harlequin™ hromogene podloge</b>	
Harlequin™ mLGA	HAL009-A
<b>NOVO</b> Harlequin™ CSA-DFI- Cronobacter sakazakii Agar, DFI formulacija	HAL013-A
<b>NOVO</b> Harlequin™ CSIM (ISO)- podloga za izolaciju Cronobacter sakazakii	HAL012-A
Harlequin™ E.coli/Coliform podloga	HAL008-A
Harlequin™ LB agar	HAL004-A
Harlequin™ LB Top agar	HAL005-E
Harlequin™ Listeria podloga	HAL002-A
Harlequin™ Listeria Hromogeni Agar (ISO 11290)	HAL010-A
Harlequin™ Salmonella ABC podloga	HAL001-A
Harlequin™ SMAC-BCIG	HAL006-A
Harlequin™ TBGA	HAL003-A
<b>Dehidrovane hranljive podloge</b>	
0157 bujon (MTSB)	LAB165-A
2xYT medium	LAB179-A
2xYT sa agarom	LAB180-A
Aeromonas agar	LAB167-A
Agar bez šećera (Sugar Free Agar)	LAB087-A
Agar sa ekstraktom kvasca (Yeast Extract Agar)	LAB018-A
Agar sa ekstraktom kvasca, dektrozom i hloramfenikolom (Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar)	LAB119-A
Agar sa sladnim ekstraktom (Malt Extract Agar)	LAB037-A
Agar za ispitivanje osetljivosti (Sensitivity Test Agar, STA)	LAB012-A
Agar za ispitivanje osetljivosti ISO (Sensitivity Test ISO Agar)	LAB170-A
Agar za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Agar , FAA)	LAB090-A
Agar za kvasce i plesni (Yeast & Mould Agar)	LAB200-A
Aseptic Commissioning Broth	LAB157-A
Baza za Baird Parker agar	LAB085-A
Baza za Baird Parker agar (ISO)	LAB285-A
Baza za Columbia agar	LAB001-A
Baza za Fraser bujon	LAB164-A
Baza za GC agar	LAB067-A
Baza za Helicobacter pylori agar	LAB140-A
Baza za krvni agar	LAB028-A
Baza za krvni agar No.2	LAB015-A
Baza za Pseudomonas agar	LAB108-A
BCYE podloga za izolaciju Legionella	LAB195-A
Biljni soja bujon (Vegetable Soy Broth)	LAB208-A
Bizmut sulfidni agar (baza) 'A'	LAB013A-A
Brazier's CCEY agar	LAB160-A
Brilijant zeleni 2% žučni bujon	LAB051-A
Campylobacter Enrichment Broth (Bolton Formulation)	LAB135-A



# Indeks od A-Z po proizvodnom imenu

## Dehidrovane hranljive podloge

		Proizvodni kod
	Dehidrovane hranljive podloge (nastavak)	
B	Brilijant zeleni agar (modifikovan)	LAB034-A
	Bromokrezol ljubičasti laktosni agar	LAB121-A
	Bujon sa sladnim ekstraktom (Malt Extract Broth)	LAB159-A
	Bujon za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Broth , FAB)	LAB071-A
	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria	LAB139-A
	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria –PLUS	LAB582-B5
	Bujon za obogaćenje Listeria (FDA)	LAB138-A
	Bujon za obogaćenje Listeria –PLUS (FDA)	LAB579-B5
	Bujon za obogaćenje za Campylobacter (Bolton formulacija)	LAB135-A
C	C.E.M.O. agar (Contagious Equine Metritis Organism)	LAB078-A
	C.L.E.D. (sa jednim indikatorom)	LAB041-A
	C.L.E.D. podloga (Bevis modifikacija)	LAB006-A
	Cary Blair podloga	LAB505-A
	Cetrimid agar	LAB133-A
	Cholera T.C.B.S. podloga	LAB096-A
	Christensenova urea (baza)	LAB130-A
	Cooked meat podloga	LAB127-A
NOVO	CSEB (ISO)-Bujon za obogaćenje Cronobacter sakazakii	LAB081
D	D.C.L.S. agar (Dezoksiholat Citrat Laktoza Sukroza)	LAB003-A
	D.E. agar za neutralizaciju	LAB188-A
	D.E. baza za bujon za neutralizaciju	LAB186-A
	D.E. bujon za neutralizaciju	LAB187-A
	Dekstroza tripton agar	LAB020-A
	Dezoksiholat citratni agar	LAB029-A
	Dezoksiholat citratni agar (Haynes)	LAB065-A
	Dijagnostički polučvrsti Salmonella agar (Diassalm)	LAB537-A
	DNaza agar	LAB095-A
E	E.C. podloga	LAB171-A
	E.E. bujon (Enterobacteriaceae Enrichment)	LAB091-A
	Easter & Gibson podloga za predobogaćenje	LAB136-A
	Easter & Gibson Salmonella podloga	LAB137-E
	Endo agar	LAB060-A
	Eosin Methylene Blue Agar (Levine)	LAB061-A
	Eskulin žučni agar	LAB207-A
	Eugon agar	LAB525-A
	Eugon bujon	LAB526-A
F	Fraser bujon-PLUS (ISO)	LAB212-A
G	Glutamatna podloga modifikovana mineralima (Minerals Modified Glutamate Medium)	LAB080A-A
H	Half Fraser bujon –PLUS (ISO)	LAB211-A
	Hektoen Enteric podloga	LAB110-A
	Hemijska mešavina 'B' za Bizmut sulfidni agar	LAB013B-A
	Hoyles podloga	LAB027-A
	Hranljivi agar	LAB008-A
	Hranljivi agar (ISO)	LAB214-A
	Hranljivi bujon E	LAB068-A
	Hranljivi bujon No.2 BP	LAB014-A
K	Kanamycin eskulin azid agar (kompletan)	LAB106-A
	Kanamycin eskulin azid bujon (kompletan)	LAB107-A
	Kliglerov gvožđe agar (Kliglerov dvostruki šećer sa dodatkom gvožđa)	LAB059-A
	Krompir dekstroza agar	LAB098-A
	Krvni Agar za Listeria monocytogenes (LMBA)	LAB172-A
L	L.B. agar	LAB168-A
	L.B. agar (Lennox)	LAB174-A

# Indeks od A-Z po proizvodnom imenu

## Dehidrovane hranljive podloge

	Proizvodni kod
	Dehidrovane hranljive podloge (nastavak)
L	L.B. bujon LAB169-A
	L.B. bujon (Lennox) LAB173-A
	L.B. bujon (visok sadržaj soli) LAB191-A
	L.I.C.N.R. bujon LAB572-E
	Laktozni bujon LAB126-A
	Lauril triptoza bujon LAB196-A
	Letheen agar LAB185-A
	Letheen bujon LAB184-A
	Lizin agar LAB201-A
	Lizin gvožđe agar LAB054-A
	Ljubičasto crveni žučni agar (Violet Red Bile Agar, VRBA) LAB031-A
	Ljubičasto crveni žučni agar sa dodatkom MUG-a (VRBA with MUG) LAB573-A
	Ljubičasto crveni žučni agar sa glukozom (Violet Red Bile Glucose Agar, VRBGA) LAB088-A
M	M17 agar LAB092-A
	Mac Conkey agar ( sa dodatkom soli) LAB030-A
	Mac Conkey agar (bez soli) LAB002-A
	Mac Conkey agar No.3 LAB045-A
	Mac Conkey bujon LAB005-A
	Mac Conkey sorbitol agar LAB161-A
	Manitol slani agar (Mannitol Salt Agar) LAB007-A
	Maximum Recovery Diluent LAB103-A
	Membranski lauril sulfat bujon (Membrane Lauryl Sulphate Broth) LAB082-A
	Microbial Content Test Agar (M.C.T.A) LAB189-A
	MLCB agar, Manitol Lizin Kristal violet Brillijant Zeleno (Mannitol Lysine Crystal violet Brilliant green) LAB116-A
	<b>NOVO</b> Modifikovani lauril sulfat triptoza bujon sa MUG i triptofanom (ISO) (Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth with MUG & Tryptophan (ISO))- MLSTB-MT LAB077-A
	Moždano-srčani infuzioni agar LAB048-A
	Moždano-srčani infuzioni bujon LAB049-A
	MRS agar LAB093-A
	MRS bujon LAB094-A
	MSRV podloga (Semi Solid Rappaport Medium) LAB150-A
	Mueller Hinton agar II LAB039-A
	Mueller Hinton bujon LAB114-A
	Mueller Kauffman Tetratonat Bujon LAB042-A
	Mueller Kaufmann Tetratonat Novobiocin Bujon (MKTTn) LAB202-A
N	Natrijum biselenit LAB044B-E
	Natrijum glutamate LAB080B-A
	NZCYM bujon LAB182-A
	NZY bujon LAB181-A
O	Orange Serum Agar LAB147-A
	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (O.G.Y.E.) LAB089-A
P	PALCAM agar (baza) LAB148-A
	PALCAM bujo n LAB144-A
	PEMBA (Podloga za Bacillus cereus) LAB193-A
	Peptonska voda LAB104-A
	Peptonska voda obogaćena puferima LAB046-A
	Peptonska voda obogaćena puferima (ISO) LAB204-A
	Perfrigans agar (O.P.S.P) LAB109-A
	Perfrigans agar (T.S.C) LAB194-A
	Podloga bez krvi za Campylobacter LAB112-A
	Podloga za Bacillus cereus (Bacillus cereus Medium, P.R.E.P). LAB073-A
	Podloga za izolaciju Listeria, Oxford LAB122-A

## Indeks od A-Z po proizvodnom imenu

### Dehidrovane hranljive podloge

		Proizvodni kod
	Dehidrovane hranljive podloge (nastavak)	
P	Podloga za izolaciju Listeria, Oxford (ISO)	LAB206-A
	Podloga za izolaciju oksacilin rezistentnih Staphylococci O.R.S.I.M. (Oxacillin Resistant Staphylococci Isolation Medium)	LAB192-A
	Podloga za test dermatofita (D.T.M)	LAB117-A
	Podloga za ukupan broj bakterija (Plate Count Agar)	LAB149-A
	Podloga za ukupan broj bakterija APHA (Plate Count Agar)	LAB010-A
	Podloga za ukupan broj bakterija u mleku (Milk Plate Count Agar)	LAB115-A
	Podloga za ukupan broj bakterija u vodi (Water Plate Count Agar)	LAB197-A
	Pojačani agar za Clostridium	LAB023-A
	Pojačani bujon za Clostridium	LAB022-A
R	R2A bujon	LAB203-A
	R2A podloga	LAB163-A
	Raka-Ray No.3 agar	LAB198-A
	Raka-Ray No.3 agar ( sa većom čvrstinom gela)	LAB199-A
	Ramnoza Mac Conkey (VTEC 026) agar	LAB209-E
	Rappaport Vassiliadis podloga (Rappaport Vassiliadis Medium, RVS)	LAB086-A
	Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base	LAB036-A
S	S.S. agar (Salmonella Shigella Agar)	LAB052-A
	Sabouraud dekstrozni agar	LAB009-A
	Sabouraud maltozni agar	LAB111-A
	Sabouraud tečna podloga USP	LAB033-A
	Selenit bujon (baza)	LAB044A-A
	Selenit cistin bujon (baza)	LAB055A-A
	Simons citratni agar	LAB069-A
	Slanetz & Bartley agar (Membrane Enterococcus Agar)	LAB166-A
T	Tablete Ringerovog rastvora, ¼ jačine	LAB100Z-A
	Tečna tioglikolatna podloga USP	LAB025-A
	Terrific bujon	LAB183-A
	Tetratonat bujon (APHA)	LAB097-A
	Tioglikolatna podloga (Brewer)	LAB064-A
	Todd Hewitt bujon	LAB075-A
	Tripton glukoza ekstrakt agar (Tryptone Glucose Extract Agar)	LAB063-A
	Tripton soja agar USP	LAB011-A
	Tripton soja bujon (bez dektroze)	LAB205-A
	Tripton soja bujon USP	LAB004-A
	Tripton žučni agar (Tryptone Bile Agar)	LAB072-A
	Triptonska voda	LAB129-A
	Triptoza fosfatni bujon (Tryptose Phosphate Broth)	LAB062-A
	Trostuki šećer gvožđe agar (Triple Sugar Iron Agar)	LAB053-A
	TYC podloga (Tryptone Yeast Cystine)	LAB035-A
U	Urea bujon (baza)	LAB131-A
	UVM Base podloga (University of Vermont)	LAB155-A
W	W.L.hranljivi agar (Wallerstein Laboratory)	LAB079-A
	Wort agar	LAB038-A
	Wort bujon	LAB099-A
X	XLD agar (Xylose Lysine Decarboxylase)	LAB032-A
Y	Yersinia selektivni agar (Schiemann-ov C.I.N. agar)	LAB120-A
	YPD agar	LAB176-A
	YPD bujon	LAB175-A

## Indeks od A-Z po proizvodnom imenu

### Dehidrovane hranljive podloge

		Proizvodni kod
	<b>Pojedinačni sastojci podloga</b>	
B	Bakteriološki agar No.1	MC002-A
	Bakteriološki agar No.2	MC006-A
	Bakteriološki agar No.4-Plant Tissue Culture Grade	MC029-A
	Bakteriološki pepton	MC024-A
	Balansirani pepton No.1	MC004-A
D	Digestija jetre	MC034-A
E	Ekstrakt kvasca u prahu	MC001-A
F	FMV peptoni (Foot and Mouth Vaccine)	MC033-A
G	Glukoza (Dekstroza)	MC013-A
	Goveđa žuč	MC010-A
	Goveđi ekstrakt	MC019-A
I	IPTG (izopropil tiogalaktopiranozid) bez dioksana	MC402-E1
K	Kazein hidrolizovan kiselinom	MC007-A
L	Laktalbumin hidrolizat	MC040-A
	Laktoza	MC020-A
	Lecitin	MC041-A
M	Maltoza monohidrat	MC022-A
	Manitol (D-Manitol)	MC014-A
	Mesni pepton	MC018-A
	Mikološki pepton	MC009-A
	MUG (4-metilumbeliferil- $\beta$ -D-glukuronid)	MC406-E1
N	Natrijum dezoksiholat	MC026-E
	Natrijum hlorid (bakteriološki)	MC017-A
	Natrijum tioglikolat	MC016-E
O	Obrano mleko u prahu	MC027-A
P	Pepton iz soje	MC003-A
	Proteozni pepton A	MC011-A
S	Sladni ekstrakt	MC023-A
	Specijalni tripton	MC035-A
T	Tripton	MC005-A
	Triptoza	MC008-A
X	X-gal (X- $\alpha$ -Galaktozid)	MC405-E1
	Želatin u prahu	MC015-A
Ž	Žučne soli No.3	MC025-E

## Liofilizirani suplementi za hranljive podloge i sterilni dodaci

		Proizvodni kod
	<b>Sterilni aditivi</b>	
	40% urea 100ml	X130
	40% urea 5ml (1 fiola za 95ml podloge)	X135
B	BCYE faktor rasta (1 fiola za 500ml podloge)	X196
	BCYE faktor rasta (bez L-cistina) (1 fiola za 500ml podloge)	X197
C	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X122
	C.N. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X107
	C.N.C.A.F selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X123
	C.V.T.C. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X131
	C.V.T.N. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X132
	Cefiksim telurit suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X161
	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X212
	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 500 ml podloge)	X112
	Cepacia selektivni suplement (1 fiola za 500 ml podloge)	X140
	CFC suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X108

		Proizvodni kod
	<b>Liofilizirani suplementi za hranjive podloge (nastavak)</b>	
C	Cikloserin/Cefoksitin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X093
	CIN selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X120
D	D-cikloserin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X194
E	Emulzija žumanceta	X073
F	Feri amonijum citrat (F.A.C)	X211
	Fraser suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X165
G	G.V.P.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X195
	GC suplement za rast (1 fiola za 1 litar podloge)	X271
H	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 2.5 litara podloge)	X010
	HAL010 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X210
	Half Fraser suplement (1 fiola za 2.25 litara podloge)	X564
	Half Fraser suplement (1 fiola za 450ml podloge)	X164
	Hloramfenikol suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X009
	Hloramfenikol suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X209
K	Kalijum laktat (1ml)	X034
	Kalijum laktat (5ml)	X035
	Kalijum Telurit 3.5% (2ml)	X027
	Kanamycin (75mg)	X018
	Kolistin i nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X011
	Kolistin i nalidiksična kiselina (1 fiola za 500ml podloge)	X012
	Kolistin i oksolonična kiselina (1 fiola za 500ml podloge)	X013
L	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X270
	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X070
	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X269
	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X069
M	Mlečna kiselina 10% (1ml)	X036
	Mlečna kiselina 10% (5ml)	X037
	Modifikovani Preston Campylobacter suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X114
N	N.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X138
	N.A.N. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X139
	Nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X072N
	Nalidiksična kiselina (1 fiola za 1 litar podloge)	X291
	Nalidiksična kiselina i vankomicin (1 fiola za 1 litar podloge)	X290
	Nalidiksična kiselina i vankomicin (1 fiola za 500ml podloge)	X090
	Neomicin 75 mg (1 fiola za 1 litar podloge)	X215
	Neomicin 75 mg (1 fiola za 500ml podloge)	X015
	Neomicin 100mg (1 fiola za 500ml podloge)	X016
	Novobiocin	X150
O	O.R.S.I.M. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X192
	Oksitetraciklin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X089
	Oleandomicin / Polimiksin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X110
P	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X144
	P-INC suplement-PNCV (1 fiola za 1 litar podloge)	X219
	P-INC suplement-PNCV (1 fiola za 200 ml podloge)	X019
	Polimiksin B (1 fiola za 2 litra podloge)	X274
	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)	X074
	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)	X193
	Polimiksin, Cefazidim selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X072
R	R.P.F. suplement (1 fiola za 100ml podloge)	X086
S	Sulfadiazin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X109
	Suplement za rast Campylobacter (1 fiola za 500ml podloge)	X115
T	T.M.A.O. i selenit (1 fiola za 100ml podloge)	X137
U	UVM I suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X155
V	V.C.A. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X040
	V.C.C. selektivni suplement (1 fiola za 2.25 litra podloge)	X546
	V.C.N.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	X068
	VPT (Skirow) selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	X214
Ž	Žumance telurit emulzija	X085

## Indeks po proizvodnom kodu

Proizvodni kod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Captivate™ proizvodi za imunomagnetnu separaciju (IMS)</b>			
Proizvodni kod	Veličina		
CAP001-050 Captivate™ 0157	50 testova		
CAP001-250 Captivate™ 0157	250 testova		
CAP002-050 Captivate™ Salmonella	50 testova		
CAP003-050 Captivate™ 026	50 testova		
CAP004-050 Captivate™ 0111	50 testova		
CAP005-050 Captivate™ 0103	50 testova		
CAP006-050 Captivate™ 0145	50 testova		
CAP100-12P Captivate™ stalak za odvajanje (kapacitet 12 tuba)	Jedin. uređaj		
CAP101-58 Captivate™ mikser (kapacitet 58 tuba)	Jedin. uređaj		

## Dehidrovane hranljive podloge

Proizvodni kod	g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Harlequin™ Dehidrovane hranljive podloge</b>			
HAL001-A Harlequin™ Salmonella ABC Medium	36.5	13.7	500g
HAL002-A Harlequin™ Listeria podloga	73.5	6.8	500g
HAL003-A Harlequin™ TBGA	36.5	13.7	500g
HAL004-A Harlequin™ LB agar	37.8	13.2	500g
HAL005-E Harlequin™ LB Top agar	32.0	15.6	100g
HAL006-A Harlequin™ SMAC-BCIG	48.6	10.3	500g
HAL008-A Harlequin™ E.coli/Coliform podloga	36.6	13.7	500g
HAL009-A Harlequin™ mLGA	87.0	5.7	500g
HAL010-A Harlequin™ Listeria Hromogeni Agar (ISO 11290)	70.5	7.1	500g
<b>NOVO</b> HAL012-A Harlequin™ CSIM (ISO)- podloga za izolaciju Cronobacter sakazakii	29.8	16.8	500g
<b>NOVO</b> HAL013-A Harlequin™ CSA-DFI- Cronobacter sakazakii Agar, DFI formulacija			500g
<b>Dehidrovane hranljive podloge</b>			
LAB001-A Baza za Columbia agar	41.0	12.2	500g
LAB002-A Mac Conkey agar (bez soli)	48.5	10.3	500g
LAB003-A D.C.L.S. agar (Dezoksiholat Citrat Laktosa Sukroza)	50.0	10.0	500g
LAB004-A Trypton soja bujon USP	30.0	16.7	500g
LAB005-A Mac Conkey bujon	35.0	14.3	500g
LAB006-A C.L.E.D. podloga (Bevis modifikacija)	36.0	13.9	500g
LAB007-A Manitol slani agar (Mannitol Salt Agar)	108.0	4.6	500g
LAB008-A Hranljivi agar	28.0	17.9	500g
LAB009-A Sabouraud dekstrozni agar	62.0	8.1	500g
LAB010-A Podloga za ukupan broj bakterija APHA (Plate Count Agar)	23.5	21.2	500g
LAB011-A Trypton soja agar USP	37.0	13.5	500g
LAB012-A Agar za ispitivanje osjetljivosti (Sensitivity Test Agar, STA)	40.0	12.5	500g
LAB013A-A Bizmut sulfidni agar (baza) 'A'	36.4	13.7	333g
LAB013B-A Hemijska mešavina 'B' za Bizmut sulfidni agar	18.0	27.8	166g
LAB014-A Hranljivi bujon No.2 BP	25.0	20.0	500g
LAB015-A Baza za krvni agar No.2	39.5	12.7	500g
LAB018-A Agar sa ekstraktom kvasca (Yeast Extract Agar)	23.0	21.7	500g
LAB019-A Mlečni agar (Milk Agar)	24.0	20.8	500g
LAB020-A Dekstroza tripton agar	27.0	18.5	500g
LAB022-A Pojačani bujon za Clostridium	38.0	13.1	500g

## Indeks po proizvodnom kodu

### Dehidrovane hranljive podloge

Proizvodni kod		g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Dehidrovane hranljive podloge (nastavak)</b>				
LAB023-A	Pojačani agar za Clostridium	49.0	10.2	500g
LAB025-A	Tečna tioglikolatna podloga USP	29.8	16.9	500g
LAB027-A	Hoyles podloga	37.0	13.5	500g
LAB028-A	Baza za krvni agar	37.0	13.5	500g
LAB029-A	Dezoksiholat citratni agar	45.5	11.0	500g
LAB030-A	Mac Conkey agar ( sa dodatkom soli)	52.0	9.6	500g
LAB031-A	Ljubičasto crveni žučni agar (Violet Red Bile Agar, VRBA)	38.5	13.0	500g
LAB032-A	XLD agar (Xylose Lysine Decarboxylase)	53.5	9.3	500g
LAB033-A	Sabouraud tečna podloga USP	30.0	16.7	500g
LAB034-A	Brilijant zeleni agar (modifikovan)	52.0	9.6	500g
LAB035-A	TYC podloga (Tryptone Yeast Cystine)	98.0	5.1	500g
LAB036-A	Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base	28.5	17.5	500g
LAB037-A	Agar sa sladnim ekstraktom (Malt Extract Agar)	50.0	10.0	500g
LAB038-A	Wort agar	50.0	10.0	500g
LAB039-A	Mueller Hinton agar II	38.0	13.2	500g
LAB041-A	C.L.E.D. (sa jednim indikatorom)	36.0	13.9	500g
LAB042-A	Mueller Kauffman Tetratonat Bujon	82.0	6.1	500g
LAB044A-A	Selenit bujon (baza)	19.0	26.3	500g
LAB044B-E	Natrijum biselenit	4.0	125.0	100g
LAB045-A	Mac Conkey agar No.3	51.5	9.7	500g
LAB046-A	Peptonska voda obogaćena puferima	20.0	25.0	500g
LAB048-A	Moždano-srčani infuzioni agar	49.0	10.2	500g
LAB049-A	Moždano-srčani infuzioni bujon	37.0	13.5	500g
LAB051-A	Brilijant zeleni 2% žučni bujon	40.0	12.5	500g
LAB052-A	SS.S. agar (Salmonella Shigella Agar)	60.0	8.3	500g
LAB053-A	Trostuki šećer gvožđe agar (Triple Sugar Iron Agar)	65.0	7.7	500g
LAB054-A	Lizin gvožđe agar	31.5	15.9	500g
LAB055A-A	Selenit cistin bujon (baza)	19.0	26.3	500g
LAB059-A	Kliglerov gvožđe agar (Kliglerov dvostruki šećer sa dodatkom gvožđa)	49.0	10.2	500g
LAB060-A	Endo agar	41.0	12.2	500g
LAB061-A	Eosin Methylene Blue Agar (Levine)	34.5	14.5	500g
LAB062-A	Triptozna fosfatni bujon (Tryptose Phosphate Broth)	29.5	16.9	500g
LAB063-A	Tripton glukoza ekstrakt agar (Tryptone Glucose Extract Agar)	24.0	20.8	500g
LAB064-A	Tioglikolatna podloga (Brewer)	20.0	25.0	500g
LAB065-A	Dezoksiholat citratni agar (Haynes)	52.0	9.6	500g
LAB067-A	Baza za GC agar	36.0	13.9	500g
LAB068-A	Hranljivi bujon E	13.0	38.5	500g
LAB069-A	Simons citratni agar	24.2	20.7	500g
LAB071-A	Bujon za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Broth , FAB)	29.6	16.7	500g
LAB072-A	Tripton žučni agar (Tryptone Bile Agar)	36.5	13.7	500g
LAB073-A	Podloga za Bacillus cereus (Bacillus cereus Medium, P.R.E.P)	46.0	10.9	500g
LAB075-A	Todd Hewitt bujon	36.4	13.7	500g
<b>NOVO</b> LAB077-A	Modifikovani lauril sulfat triptozna bujon sa MUG i triptofanom (ISO) (Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth with MUG & Tryptophan (ISO) )- MLSTB-MT	36.7	13.6	500g
LAB078-A	C.E.M.O. agar (Contagious Equine Metritis Organism)	37.5	13.3	500g
LAB079-A	W.L.hranljivi agar (Wallerstein Laboratory)	75.0	6.7	500g
LAB080A-A	Glutamatna podloga modifikovana mineralima (Minerals Modified Glutamate Medium)	11.4	44.1	370g
LAB080B-A	Natrijum glutamate	6.4	78.1	130g
<b>NOVO</b> LAB081-A	CSEB (ISO)-Bujon za obogaćenje Cronobacter sakazakii	64.6	7.7	500g
LAB082-A	Membranski lauril sulfat bujon (Membrane Lauryl Sulphate Broth)	76.2	6.6	500g
LAB085-A	Baza za Baird Parker agar	65.5	7.6	500g
LAB086-A	Rappaport Vassiliadis podloga (Rappaport Vassiliadis Medium,RVS)	26.8	15.7	500g
LAB087-A	Agar bez šećera (Sugar Free Agar)	34.0	14.7	500g
LAB088-A	Ljubičasto crveni žučni agar sa glukozom (Violet Red Bile Glucose Agar, VRBGA)	38.5	13.0	500g
LAB089-A	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (O.G.Y.E.)	37.0	13.5	500g
LAB090-A	Agar za izbirljive anaerobe (Fastidious Anaerobe Agar , FAA)	46.0	10.9	500g



## Indeks po proizvodnom kodu

### Dehidrovane hranljive podloge

Proizvodni kod		g/ltr	ltr/500g	Veličina
LAB091-A	E.E.E. bujon (Enterobacteriaceae Enrichment)	43.5	11.5	500g
LAB092-A	M17 agar	57.2	8.7	500g
LAB093-A	MRS agar	70.0	7.1	500g
LAB094-A	MRS bujon	55.0	9.1	500g
LAB095-A	DNaza agar	39.0	12.8	500g
LAB096-A	Cholera T.C.B.S. podloga	88.0	5.7	500g
LAB097-A	Tetratonat bujon (APHA)	46.0	10.9	500g
LAB098-A	Krompir dekstroza agar	39.0	12.8	500g
LAB099-A	Wort bujon	35.0	14.3	500g
LAB100Z-A	Tablete Ringerovog rastvora, ¼ jačine			100 tableta
LAB103-A	Maximum Recovery Diluent	9.5	52.6	500g
LAB104-A	Peptonska voda	15.0	33.3	500g
LAB106-A	Kanamycin eskulin azid agar (kompletan)	43.0	11.6	500g
LAB107-A	Kanamycin eskulin azid bujon (kompletan)	33.0	15.2	500g
LAB108-A	Baza za Pseudomonas agar	48.4	10.3	500g
LAB109-A	Perfringens agar (O.P.S.P)	45.6	10.9	500g
LAB110-A	Hektoen Enteric podloga	76.0	6.6	500g
LAB111-A	Sabouraud maltozni agar	62.0	8.1	500g
LAB112-A	Podloga bez krvi za Campylobacter	45.0	11.1	500g
LAB114-A	Mueller Hinton bujon	21.0	23.8	500g
LAB115-A	Podloga za ukupan broj bakterija u mleku (Milk Plate Count Agar)	19.5	25.6	500g
LAB116-A	MLCB agar, Manitol Lizin Kristal violet Brillijant Zeleno (Mannitol Lysine Crystal violet Brilliant green)	49.0	10.2	500g
LAB117-A	Podloga za test dermatofita (D.T.M)	62.0	8.1	500g
LAB119-A	Agar sa ekstraktom kvasca, dekstrozom i hloramfenikolom (Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar)	40.0	12.5	500g
LAB120-A	Yersinia selektivni agar (Schiemann-ov C.I.N. agar)	58.0	8.6	500g
LAB121-A	Bromokrezol ljubičasti laktozni agar	28.0	17.8	500g
LAB122-A	Podloga za izolaciju Listeria, Oxford	57.5	8.7	500g
LAB126-A	Laktozni bujon	13.0	38.5	500g
LAB127-A	Cooked meat podloga	100.0	5.0	500g
LAB129-A	Triptonska voda	15.0	33.3	500g
LAB130-A	Christensenova urea (baza)	21.0	23.8	500g
LAB131-A	Urea bujon (baza)	9.0	58.5	500g
LAB133-A	Cetrimid agar	45.3	11.0	500g
LAB135-A	Bujon za obogaćenje za Campylobacter (Bolton formulacija)	27.6	18.1	500g
LAB136-A	Easter & Gibson podloga za predobogaćenje	25.0	20.0	500g
LAB137-E	Easter & Gibson Salmonella podloga	25.0	20.0	100g
LAB138-A	Bujon za obogaćenje Listeria (FDA)	36.0	13.9	500g
LAB139-A	Bujon sa puferima za obogaćenje Listeria	47.0	10.6	500g
LAB140-A	Baza za Helicobacter pylori agar	33.0	15.1	500g
LAB144-A	PALCAM bujon	54.4	9.1	500g
LAB147-A	Orange Serum Agar	42.0	11.9	500g
LAB148-A	PALCAM agar (baza)	71.0	7.0	500g
LAB149-A	Podloga za ukupan broj bakterija (Plate Count Agar)	20.5	24.4	500g
LAB150-A	MSRV podloga (Semi Solid Rappaport Medium)	31.5	15.9	500g
LAB155-A	UVM Base podloga (University of Vermont)	52.0	9.6	500g
LAB157-A	Aseptic Commissioning Broth	17.5	28.6	500g
LAB159-A	Bujon sa sladnim ekstraktom (Malt Extract Broth)	20.0	25.0	500g
LAB160-A	Brazier's CCEY agar	48.0	10.4	500g
LAB161-A	Mac Conkey sorbitol agar	48.5	10.3	500g
LAB163-A	R2A podloga	18.0	27.7	500g
LAB164-A	Baza za Fraser bujon	55.0	9.0	500g
LAB165-A	0157 bujon (MTSB)	33.0	15.1	500g
LAB166-A	Slanetz & Bartley agar (Membrane Enterococcus Agar)	43.5	11.4	500g

## Indeks po proizvodnom kodu

### Dehidrovane hranljive podloge

Proizvodni kod		g/ltr	ltr/500g	Veličina
<b>Dehidrovane hranljive podloge (nastavak)</b>				
LAB167-A	Aeromonas agar	45.5	10.9	500g
LAB168-A	L.B. agar	40.0	12.5	500g
LAB169-A	L.B. bujon	25.0	20.0	500g
LAB170-A	Agar za ispitivanje osetljivosti ISO (Sensitivity Test ISO Agar)	35.9	13.9	500g
LAB171-A	E.C. podloga	37.0	13.5	500g
LAB172-A	Krvni Agar za <i>Listeria monocytogenes</i> (LMBA)	50.0	10.0	500g
LAB173-A	L.B. bujon (Lennox)	20.0	25.0	500g
LAB174-A	L.B. agar (Lennox)	35.0	14.3	500g
LAB175-A	YPD bujon	50.0	10.0	500g
LAB176-A	YPD agar	67.0	7.5	500g
LAB179-A	2xYT medium	31.0	16.1	500g
LAB180-A	2xYT sa agarom	46.0	10.9	500g
LAB181-A	NZY bujon	22.0	22.7	500g
LAB182-A	NZCYM bujon	23.0	21.7	500g
LAB183-A	Terrific bujon	47.6	10.5	500g
LAB184-A	Letheen bujon	25.7	19.5	500g
LAB185-A	Letheen agar	32.0	15.6	500g
LAB186-A	D.E. baza za bujon za neutralizaciju	17.5	28.6	500g
LAB187-A	D.E. bujon za neutralizaciju	39.0	12.8	500g
LAB188-A	D.E. agar za neutralizaciju	54.0	9.3	500g
LAB189-A	Microbial Content Test Agar (M.C.T.A)	45.7	10.9	500g
LAB191-A	L.B. bujon (visok sadržaj soli)	25.0	20.0	500g
LAB192-A	Podloga za izolaciju oksacilin rezistentnih <i>Staphylococci</i> O.R.S.I.M. (Oxacillin Resistant <i>Staphylococci</i> Isolation Medium)	103.5	4.8	500g
LAB193-A	PEMBA (Podloga za <i>Bacillus cereus</i> )	41.0	12.1	500g
LAB194-A	Perfringens agar (T.S.C)	46.0	10.9	500g
LAB195-A	BCYE podloga za izolaciju <i>Legionella</i>	38.5	13.0	500g
LAB196-A	Lauril triptoza bujon	35.6	14.0	500g
LAB197-A	Podloga za ukupan broj bakterija u vodi (Water Plate Count Agar)	24.0	20.8	500g
LAB198-A	Raka-Ray No.3 agar	77.1	6.5	500g
LAB199-A	Raka-Ray No.3 agar ( sa većom čvrstinom gela)	87.1	5.8	500g
LAB200-A	Agar za kvasce i plesni (Yeast & Mould Agar)	41.0	12.2	500g
LAB201-A	Lizin agar	66.0	7.6	500g
LAB202-A	Mueller Kaufmann Tetratonat Novobiocin Bujon (MKTTn)	89.4	5.6	500g
LAB203-A	R2A bujon	3.0	166.6	500g
LAB204-A	Peptonska voda obogaćena puferima (ISO)	20.0	25.0	500g
LAB205-A	Tripton soja bujon (bez dektroze)	27.5	18.2	500g
LAB206-A	Podloga za izolaciju <i>Listeria</i> , Oxford (ISO)	57.5	8.7	500g
LAB207-A	Eskulin žučni agar	44.5	11.2	500g
LAB208-A	Biljni soja bujon (Vegetable Soy Broth)	30.0	16.7	500g
LAB209-E	Ramnoza Mac Conkey (VTEC 026) agar	53.5	9.3	100g
LAB211-A	Half Fraser bujon <sup>PLUS</sup> (ISO)	55.0	9.0	500g
LAB212-A	Fraser bujon <sup>PLUS</sup> (ISO)	55.0	9.0	500g
LAB214	Hranljivi agar (ISO)	21.5	23.3	500g
LAB285-A	Baza za Baird Parker agar (ISO)	63.5	7.9	500g
LAB505-A	Cary Blair podloga	13.3	37.6	500g
LAB525-A	Eugon agar	45.0	11.1	500g
LAB526-A	Eugon bujon	30.0	16.6	500g
LAB537-A	Dijagnostički polučvrsti <i>Salmonella</i> agar (Diassalm)	53.0	9.4	500g
LAB572-E	L.I.C.N.R. bujon	25.8	3.9	100g
LAB573-A	Ljubičasto crveni žučni agar sa dodatkom MUG-a (VRBA with MUG)	38.6	13.0	500g
LAB579-B5	Bujon <sup>PLUS</sup> za obogaćenje <i>Listeria</i> (FDA)	36.1	13.9	5kg
LAB582-B5	Bujon <sup>PLUS</sup> sa puferima za obogaćenje <i>Listeria</i>	47.1	10.6	5kg

## Indeks po proizvodnom kodu po originalnom nazivu proizvođača

### Dehidrovane hranljive podloge

Proizvodni kod		Veličina
<b>Pojedinačni sastojci podloga</b>		
MC001-A	Ekstrakt kvasca u prahu	500g
MC002-A	Bakteriološki agar No.1	500g
MC003-A	Pepton iz soje	500g
MC004-A	Balansirani pepton No.1	500g
MC005-A	Tripton	500g
MC006-A	Bakteriološki agar No.2	500g
MC007-A	Kazein hidrolizovan kiselinom	500g
MC008-A	Triptoza	500g
MC009-A	Mikološki pepton	500g
MC010-A	Goveđa žuč	500g
MC011-A	Proteozni pepton A	500g
MC013-A	Glukoza (Dekstroza)	500g
MC014-A	Manitol (D-Manitol)	500g
MC015-A	Želatin u prahu	500g
MC016-E	Natrijum tioglikolat	100g
MC017-A	Natrijum hlorid (bakteriološki)	500g
MC018-A	Mesni pepton	500g
MC019-A	Goveđi ekstrakt	500g
MC020-A	Laktoza	500g
MC022-A	Maltoza monohidrat	500g
MC023-A	Sladni ekstrakt	500g
MC024-A	Bakteriološki pepton	500g
MC025-E	Žučne soli No.3	100g
MC026-E	Natrijum dezoksiholat	100g
MC027-A	Obrano mleko u prahu	500g
MC029-A	Bakteriološki agar No.4-Plant Tissue Culture Grade	500g
MC033-A	FMV peptoni (Foot and Mouth Vaccine)	500g
MC034-A	Digestija jetre	500g
MC035-A	Specijalni tripton	500g
MC040-A	Laktalbumin hidrolizat	500g
MC041-A	Lecitin	500g
MC402-E1	IPTG (izopropil tiogalaktopiranozid) bez dioksana	1g
MC405-E1	X-gal (X- $\alpha$ -Galaktozid)	1g
MC406-E1	MUG (4-metilumbeliferil- $\beta$ -D-glukuronid)	1g

## Liofilizirani suplementi za hranljive podloge i sterilni dodaci

Proizvodni kod		Veličina
<b>Sterilni dodaci</b>		
X010	HALO10 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 2.5 litara podloge)	10 fiola
X027	Kalijum Telurit 3.5% (2ml)	10 fiola
X034	Kalijum laktat (1ml)	10 fiola
X035	Kalijum laktat (5ml)	10 fiola
X036	Mlečna kiselina 10% (1ml)	10 fiola
X037	Mlečna kiselina 10% (5ml)	100 fiola
X073	Emulzija žumanceta	100ml
X085	Žumance telurit emulzija	100ml
X130	40% urea 100ml	10 fiola
X135	40% urea 5ml (1 fiola za 95ml podloge)	100ml
X210	HALO10 Listeria selektivni dijagnostički suplement (1 fiola za 500ml podloge)	1 fiola
X211	Feri amonijum citrat (F.A.C)	10 fiola

# Indeks po proizvodnom kodu

## Liofilizirani suplementi za hranljive podloge i sterilni dodaci

### Liofilizirani suplementi za hranljive podloge

Proizvodni kod		Veličina
X009	Hloramfenikol suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X011	Kolistin i nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X012	Kolistin i nalidiksična kiselina (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X013	Kolistin i oksolinična kiselina (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X015	Neomicin 75 mg (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X016	Neomicin 100mg (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X018	Kanamycin (75mg)	10 fiola
X019	P-INC suplement-PNCV (1 fiola za 200 ml podloge)	10 fiola
X040	V.C.A. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X068	V.C.N.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X069	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X070	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X072	Polimiksin, Ceflazidim selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X072N	Nalidiksična kiselina selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X074	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X086	R.P.F. suplement (1 fiola za 100ml podloge)	10 fiola
X089	Oksitetraciklin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X090	Nalidiksična kiselina i vankomicin (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X093	Cikloserin/Cefoksitin selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X107	C.N. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X108	CFC suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X109	Sulfadiazin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X110	Oleandomicin / Polimiksin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X112	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 500 ml podloge)	10 fiola
X114	Modifikovani Preston Campylobacter suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X115	Suplement za rast Campylobacter (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X120	CIN selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X122	C.C.C.A.F. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X123	C.N.C.A.F selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X131	C.V.T.C. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X132	C.V.T.N. suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X137	T.M.A.O. i selenit (1 fiola za 100ml podloge)	10 fiola
X138	N.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X139	N.A.N. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X140	Cepacia selektivni suplement (1 fiola za 500 ml podloge)	10 fiola
X144	P.A.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X150	Novobiocin	10 fiola
X155	UVM I suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X161	Cefiksimeksim telurit suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X164	Half Fraser suplement (1 fiola za 450ml podloge)	10 fiola
X165	Fraser suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X192	O.R.S.I.M. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X193	Polimiksin B (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X194	D-cikloserin suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X195	G.V.P.C. selektivni suplement (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X196	BCYE faktor rasta (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X197	BCYE faktor rasta (bez L-cistina) (1 fiola za 500ml podloge)	10 fiola
X209	Hloramfenikol suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X212	Cefoperazon/Amfotericin selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X214	VPT (Skirrow) selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X215	Neomicin 75 mg (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X219	P-INC suplement-PNCV (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X269	L.C.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X270	L.C.A.T. selektivni suplement (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X271	GC suplement za rast (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X274	Polimiksin B (1 fiola za 2 litra podloge)	10 fiola
X290	Nalidiksična kiselina i vankomicin (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X291	Nalidiksična kiselina (1 fiola za 1 litar podloge)	10 fiola
X546	V.C.C. selektivni suplement (1 fiola za 2.25 litra podloge)	10 fiola
X564	Half Fraser suplement (1 fiola za 2.25 litara podloge)	10 fiola

**SUPERLAB** VAM IZ SVOG BOGATOG PROGRAMA ZA MIKROBIOLOGIJU IZDVAJA I PROIZVODE SLEDEĆIH KOMPANIJA:

	<b>Mascia Brunelli S.p.A</b> <b>Biolife Italiana S.r.l</b>	<b>BIOLIFE ITALIANA S.P.A. I MASCIA BRUNELLI S.P.A, ITALIJA</b>	GOTOVE HRANLJIVE PODLOGE I BRZI DIJAGNOSTIČKI TESTOVI
	<b>Abtek Biologicals Ltd</b>	<b>ABTEK BIOLOGICALS, ENGLSKA</b>	ANTIBIOTSKI DISKOVI
	<b>MICROGEN BIOPRODUCTS</b>	<b>MICROGEN BIOPRODUCTS, ENGLSKA</b>	BAKTERIOLOŠKI I VIRUSOLOŠKI LATEKS TESTOVI I BIOHEMIJSKI IDENTIFIKACIONI SISTEMI
	<b>MEDICAL WIRE AND EQUIPMENT</b>	<b>ENGLSKA</b>	TRANSPORTNE PODLOGE I BRISEVI ZA MIKROBIOLOGIJU
	<b>NASCO</b>	<b>USA</b>	WHIR-PAK KESE ZA UZORKOVANJE
	<b>BAG HEALTH CARE</b>	<b>NEMAČKA</b>	BIOLOŠKI I HEMIJSKI INDIKATORI ZA MONITORING SVIH PROCESA STERILIZACIJE
	<b>PLASTIQUES GOSSELIN</b>	<b>FRANCUSKA</b>	PETRI ŠOLJE, STERILNE PIPETE I KESE ZA AUTOKLAVIRANJE
	<b>KARTELL</b>	<b>ITALIJA</b>	PLASTIČNO LABORATORIJSKO POSUDE
	<b>BRAND</b>	<b>NEMAČKA</b>	LIQUID HANDLING PROGRAM
	<b>AES CHEMUNEX</b>	<b>FRANCUSKA</b>	AUTOMATSKI MEDIAPREPARATORI, AUTOMATSKI SISTEMI ZA RAZLIVANJE PODLOGA, PERISTALTIČKA PUMPA ZA RAZLIVANJE PODLOGA, ROBOTIČKI SISTEM ZA AUTOMATIZOVANO PUNJENJE EPRUVETA, UZORKIVAČI VAZDUHA ITD
	<b>HETTICH ZENTRIFUGEN</b>	<b>NEMAČKA</b>	LABORATORIJSKE CENTRIFUGE
	<b>FASTER</b>	<b>ITALIJA</b>	LAMINARNE KOMORE
	<b>MEMMERT</b> Experts in Thermostatics	<b>NEMAČKA</b>	SUŠNICE, INKUBATORI, INKUBATORI SA HLAĐENJEM, STERILIZATORI, VODENA KUPATILA ITD
	<b>TUTTNAUER</b>	<b>HOLANDIJA</b>	LABORATORIJSKI AUTOKLAVI, MEDICINSKI AUTOKLAVI I AUTOKLAVI ZA UNIŠTAVANJE MEDICINSKOG OTPADA
	<b>WLD-TEC</b>	<b>NEMAČKA</b>	LABORATORIJSKI GASNI PLAMENICI I BESPLAMENI STERILIZATORI
	<b>GFL</b>	<b>NEMAČKA</b>	VODENA KUPATILA, DESTILACIONI APARATI, INKUBATORI ŠEJKERI
	<b>LIGHT PROGRESS</b>	<b>ITALIJA</b>	GERMICIDNE UV LAMPE I UV SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA U LABORATORIJU
	<b>MOTIC</b> More Than Microscopy	<b>NEMAČKA</b>	MIKROSKOPI
	<b>BIO TEK</b>	<b>USA</b>	ELISA READER-I I ELISA WASHER-I
	<b>DAS</b>	<b>ITALIJA</b>	AUTOMATSKI ELISA PROCESOR
	<b>ADVANCED INSTRUMENTS, INC.</b>	<b>USA</b>	SPIRALNI PLEJTER, AUTOMATSKI BROJAČ KOLONIJA I ANOXOMAT SISTEM ZA KULTIVACIJU ANAEROBNIH, MIKRO-AEROFILNIH I KAPNOFILNIH BAKTERIJA
	<b>PEQLAB</b> Biotechnologie GmbH	<b>NEMAČKA</b>	PCR APARATI, PCR REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL, SISTEMI ZA ELEKTROFOREZU, PCR RADNA STANICA ITD
	<b>VILBER LOURMAT</b>	<b>FRANCUSKA</b>	GELNI DOKUMENTACIONI SISTEMI
	<b>NEW BRUNSWICK</b> an appendax company	<b>USA</b>	FERMENTORI I BIOREAKTORI
	<b>SMEG</b> INSTRUMENTS	<b>ITALIJA</b>	MAŠINE ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU LABORATORIJSKOG POSUDA



[www.labm.com](http://www.labm.com)



***SUPERLAB***<sup>®</sup>  
INSPIRISAN KVALITETOM

M. Milankovića 25 11070 Novi Beograd

Tel./Fax 011 22 22 222

E-mail: [superlab@EUnet.rs](mailto:superlab@EUnet.rs)

[www.super-lab.com](http://www.super-lab.com)