

MICROGEN[®] LISTERIA-ID

Sistem za identifikaciju vrsta *Listeria*.

KOD: MID-67 (kit od 20 testova)

- Kompletan identifikacioni sistem, nisu neophodni dodatni materijali.
- Supstrati koje obuhvata slažu se sa svim internacionalnim standardima.
- U svom sastavu sadrži test hemolize-nisu neophodne krvne ploče.
- Validiran za hromogene podloge (BBL/AES).
- AFNOR validiran uz pomoć AES ALOA podloge.
- Nije neophodna subkultivacija sa selektivne podloge.
- AOAC-RI validiran.
- Ocenjen i odobren od strane CMMAS.

Microgen Listeria-ID koristi 12 standardnih sustrata koji se nalaze u mikro-udubljenjima na test pločici. Ovakav test sistem u kombinaciji sa Microgen Identification System softverom omogućava identifikaciju sledećih pripadnika roda *Listeria*:

- *Listeria monocytogenes*
- *Listeria welshimeri*
- *Listeria ivanovii*
- *Listeria innocua*
- *Listeria grayi*
- *Listeria seeligeri*

Gore pomenuti mikroorganizmi mogu biti identifikovani sa selektivnog ili neselektivnog agara korišćenjem Microgen Listeria-ID sistema. Identifikacija se postiže upotrebom svih testova koji su preporučeni u internacionalnim standardnim metodama za identifikaciju *Listeria spp.* bez potrebe za dodatnim potvrđnim testovima.

Microgen Listeria-ID (MID-67) test sistemu je odobren AOAC Research Performance Tested Methods (PTM) status od strane AOAC International, što svedoči o preciznosti ovog testa. PTM status potvrđuje jednako dobru preciznost kao procedura bakteriološkog analitičkog metoda (Bacteriological Analytical Method, BAM).

Microgen Listeria-ID:

12 supstrata: Kompletni identifikacioni panel za identifikaciju svim vrsta *Listeria spp.* (6 vrsta).

Kod: MID-67

Veličina: 20 testova

Čuvati na 2-8 °C

