

## MICROGEN BIOPRODUCTS LTD

### SCREENING ROTAVIRUSA

#### **M480 CE Rotascreen<sup>®</sup> EIA (Enzyme Immuno Assay), 96 testova**

- Detektuje prisustvo rotavirusa za manje od jednog sata.
- Veoma osetljiv i specifičan a ujedno jednostavan za izvođenje jer koristi bočice sa kapaljkom koje sadrže spremne reagense.
- Pogodan za veće ili manje šarže uzoraka.
- Može se koristiti pored Adenoscreen<sup>®</sup> EIA.

#### **M80CE Rotascreen<sup>®</sup> Latex, 50 testova**

- Osetljiv i specifičan, daje rezultate u roku od 5 minuta.
- Pogodan za humanu ili životinjsku upotrebu.
- Može se koristiti pored Adenoscreen<sup>®</sup> latex testa upotrebom iste pripreme fekalnog uzorka.
- Nije neophodna posebna oprema.

#### **M580CE- Rotascreen<sup>®</sup> Dipstick, 25 testova**

#### **M583CE-Rota/Adenoscreen Dual dipstick, 25 testova**

- Jednostavan i brzi imunohromatografski test, bez potrebe za filtracijom ili centrifugiranjem uzorka .
- Nije neophodna posebna oprema.
- Pogodan za humanu i veterinarsku upotrebu.

**Obe vrste dipstick-ova su poboljšane upotrebom superiornih i različitih antitela što pruža:**

- Rezultate za 10 minuta, a ne za 15.
- Duži rok trajanja od 18 meseci.
- Superiorna osetljivost (osetljivost 100%).
- Poboljšano očitavanje rezultata.