

## U SUSRET 72. POLJOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

**Najveća sajamska manifestacija na Balkanu koju poseti i do 600.000 ljudi**

Na tradiciji futoških i novosadskih vašara i zanatskih izložbi iz 19. veka, godine 1923. održana je prva poljoprivredna izložba u Novom Sadu.



Od tada do danas, kroz dva svetska rata i burna vremena, od male poljoprivredne izložbe polako je nastajala najveća sajamska manifestacija na Balkanu, sa oko 2.000 izlagača, od kojih dobar deo čine inostrani učesnici.

Od igle za šivenje džakova do najsavremenijih kombajna, od tečnog đubriva za prihranjivanje cveća do vrhunske tehnologije embryo-transfera, tema je ove izložbe. Dakle, sve za poljoprivredu i oko nje, setvu, žetvu, zaštitu, hranu i život, uopšte. Nekadašnji reklamni slogan ove manifestacije koga se mnogi sećaju („mesto na kome stičete prednost“) najbolje opisuje njen poslovni duh, a ta prednost je, danas, svakako u najnovijim informacijama.

Menadžment **SUPERLAB-a** je,

praktično, od samog svog osnivanja uvideo tu prednost i idući, 73. poljoprivredni sajam, obeležiće naš 10-ti godišnji jubilej učestvovanja na ovoj grandioznoj sajamskoj manifestaciji.

Do sada, veterinarsku opremu, izlagali smo u hali 24, a laboratorijsku opremu u hali 4, na spratu. Od ove godine, opremu iz oblasti kontrole kvaliteta hrane i higijenske ispravnosti namirnica, izlagaćemo na otvorenom prostoru ispred press centra (između hala VIII i IX, ispred press centra), a štand veterinarske medicine i dalje ostaje u hali 24.

Kao i do sada, tema našeg izlaganja biće najsavremenija oprema i instrumenti za veterinarsku medicinu kao i oprema iz oblasti čitavog laboratorijuma, a posebno oprema za kontrolu kvaliteta namirnica. Naš cilj je da vrhunska dostignuća iz ove oblasti, prezentujemo i stavimo na raspolaganje našim kupcima, kako bi njihove usluge i proizvodi bili još bolji i kvalitetniji.

Pridružite nam se !



64. Poljoprivredni međunarodni sajam



65. Poljoprivredni međunarodni sajam



70. Poljoprivredni međunarodni sajam



Predstavnik **SUPERLAB-a** prima veliku zlatnu medalju na Novosadskom sajmu

## KRUUSE INTERNATIONAL

**SUPERLAB** Vam predstavlja dansku kompaniju KRUUSE INTERNATIONAL koja je globalni lider u snabdevanju proizvodima neophodnim za tretman i brigu o životinjama. Ova kompanija je prisutna već duže od sto godina na svetskom tržištu što, između ostalog, predstavlja dokaz kvaliteta njihovih proizvoda. Kompanija je osnovana 1896. godine u Danskoj, u gradiću Marslev i vlasništvo je porodice Kruuse. KRUUSE je razvio i distribuira više od 6000 različitih artikala koji se koriste za brigu o životinjama i vodeći je snabdevač veterinarskom opremom u Evropi. Važan je partner u distribuciji brojnih marki kao što su



KRUUSE INTERNATIONAL u Marslev-u, Danska



Skladište, Nasby



Administracija i sedište, Marslev



Veterinarska odela i rukavice



veterinarska oprema za lečenje malih životinja



oprema za lečenje konja



oprema za lečenje goveda

a čiji se proizvodi nalaze na veterinarskim klinikama i farmama širom sveta.

Već skoro jednu deceniju, **SUPERLAB**, veoma uspešno zastupa KRUUSE na našem tržištu poslujući pod poslovnim motom inoprincipala **"Zato što brinemo"**!

# V KRUUSE



## HIRURŠKI INSTRUMENTI

KRUUSE instrumenti za hirurgiju se proizvode od nerđajućeg čelika čiji kvalitet se svrstava u tri grupe:

- »» standardni kvalitet
- »» evropski kvalitet
- »» evropski vrhunski kvalitet sa umetkom od tungsten carbidea.

Iz širokog asortimana veterinarskih instrumenata izdvajamo vam kompletan hirurški set u metalnoj kutiji za ambulantne svrhe koji između ostalog sadrži: 2 makaze model COOPER, T/O, 14cm, 2 makaze model, prave, T/O 16cm, ravne makaze, T/T, 18cm, forceps model ROCHESTER, prave, 14 cm - zakrivljene, 16cm - zakrivljene, 21cm, 2 anatomske pincete, 13cm, 2 kuku za rane, model Senn-Miller, dugmasta sonda 16cm, olučasta sonda 14,5cm, 2 skalpela, igla za puštanje krvi iz arterije, 6x90mm, 6 epruveta za krv, troakar, troakar sa drvenom drškom rezervna kanila, iglodržač po MATHIEU, 17cm i 20 cm, 3x12 hirurške igle 1/2-kružne i 3/4-kružne, catgut hrom USP 3,50cn, supramid USP 1,75cm, 50 predmetnih stakala, 100 pokrovnih stakala 18x18mm, 1 pak. vinil rukavica, 100 kom 1 metalna kutija sa tacnom.



## DETEKTOR ESTRUSA

Jedan od najvažnijih elemenata u organizaciji animalne reprodukcije je pravovremena detekcija estrusa. Osnovni cilj je da se zatvori korelacija između uspešne oplodnje i vremena kada je treba izvesti. Istraživanja su pokazala da zaposleni na farmi, detektuju estrus u oko 50% životinja. Mnogo pažnje se poklanja pažljivom posmatranju životinja, ne samo u toku radnog vremena već 24h dnevno. Ovo međutim, stvara naročite poteškoće u praksi i negativno utiče na otkrivanje estrusa. Takođe treba naglasiti, da veoma važan aspekt u organizovanju reprodukcije predstavlja i sposobnost otkrivanja ranog graviditeta ili sledećeg estrusa posle neuspešne oplodnje. Istraživanja pokazuju da je estrus bliži, što je električni otpor u vaginalnoj sluzi manji. DRAMINSKI ESTROUS DETECTOR - radi na principu otkrivanja promene otpora vaginalnog sekreta za vreme ovulacije.

- »» Omogućava brzo i optimalno otkrivanje životinja koje imaju nepravilnu ovulaciju,
- »» Omogućava detekciju tihe ovulacije,
- »» Omogućava detekciju ovulacije kod životinja sa neredovnom ovulacijom,
- »» Veoma uspešno unapređuje osemenjavanje
- »» Omogućava detekciju ranog graviditeta ili sledeće ovulacije, ukoliko nije došlo do oplodnje

## BIOHEMIJSKI ANALIZATOR ZA VET. MEDICINU "VET-SCREEN"

- »» Kompaktan filter-fotometar, koji zahteva malo radnog prostora,
- »» Otvoren sistem (tj. može da koristi reagense različitih proizvođača)
- »» Operativni mod: ApSORBANCA, End-point, Fixed-time, Kinetika
- »» Programiran za izvođenje 24 različitih analiza na psima, mačkama, konjima i govedima
- »» Programi br.8,28,48,68 i 10,30,50,70 su posebno namenjeni određivanju eritrocita i hematokrita i ne treba ih reprogramirati ni koristiti za neke druge analize
- »» Programi br.20,40,60,86,87,88,89,90 su otvoreni i mogu biti programirani od strane korisnika
- »» Svi ostali programi po potrebi mogu biti reprogramirani
- »» Opseg talasnih dužina : 340-700 nm
- »» Merni opseg -200 do +2000 OD
- »» Automatski izvedeni proračuni omogućavaju direktno prikazivanje rezultata na displeju, odnosno direktno štampanje rezultata preko internog printera
- »» Termo-blok: sa 10 mesta, uz podešavanje temperature na 370°C ±0.20°C
- »» RS-232 output
- »» Dimenzije: 36 x 33 x 18 cm
- »» Težina: 4.5 kg



## APARATI ZA ANESTEZIJU KOMESAROFF

KOMESAROFF aparati za anesteziju nude vam kompletne sisteme za životinje od 1 kg do 100 kg. Na tržištu su aparati sa zatvorenim, otvorenim ili kombinovanim sistemom. KOMESAROFF aparati imaju sledeće prednosti:

- »» u zatvorenom sistemu gubitak i izlazak anestetika su onemogućeni.
- »» svi aparati se isporučuju sa Fill-sistemom, koji sprečava izlazak opasnih para anestetika u okolinu prilikom punjenja isparivača.
- »» univerzalni isparivači omogućuju primenu skupih preparata (izofluran) kod rizičnih pacijenata, kao i jeftinih preparata (halotan) za rutinske zahvate.
- »» svi aparati imaju by-pass ventil za kiseonik.
- »» povoljna cena, mali utrošak kiseonika i anestetika.
- »» Minimalno održavanje, koje obavljate sami.
- »» Svi KOMESAROFF aparati su dvostruko testirani pre nego što izađu iz fabrike i sadrže sledeću standardnu opremu:
- »» 1 set creva za respiracije sa balonom zapremine 2 l
- »» 1 balon za disanje
- »» 1 Washington T- deo komplet sa balonom za disanje
- »» 1 kg soda lime
- »» 1 promenljivi stakleni rezervoar
- »» 1 set zaptivača
- »» uputstvo za rad



## SUPERLAB SE PRESELJAVA U NOVI POSLOVNI PROSTOR

### Konačno, svoj na svome

Od svog osnivanja, 1994. godine do danas, **SUPERLAB** je boravio na tri adrese, u tri različita dela grada, ali uvek kao zakupac ili narodski rečeno „pod kiriju“.

Počeli smo u jednoj maloj kancelariji u samom centru, u ulici Majke Jevrosime 50. Brzo smo uvideli da je ovaj vid poslovanja praktično nemoguć bez većeg parking prostora i preselili se u prelep salonski stan od oko sto kvadrata, na Kaleniću, u ulici Save Kovačevića 6 (a sada, kao i nekada, Mileševskoj). Rast i razvoj **SUPERLAB-a** uslovio je potrebu za novim, većim i funkcionalnijim poslovnim prostorom i posle skoro tri godine, prešli smo u prostor na samoj granici Vračara i Voždovca, u Južni bulevar 142. Tri etaže sa ukupnom površinom



od 750 kvadrata, parkingom sa 12 mesta i odlično povezanim delovima tako da čini funkcionalnu celinu (pokazna laboratorija i služba servisa u prizemlju, kompletna komercijalna služba na prvom spratu i priručni magacin za hitne otpreme na drugom spratu) veoma su nam pomogli da napravimo pobednički tim za

višegodišnje neprekidno liderstvo u ovoj oblasti.

Ali, konstantan rast i stabilan razvoj **SUPERLAB-a**, sve veća saobraćajna zagušenja u starom delu grada, kao i shvatanje realnosti da će Novi Beograd, zbog svog položaja i infrastrukture uskoro biti poslovno središte naše metropole, opredelilo nas je u našoj nameri da kupimo poslovnu zgradu baš u ovom delu, na adresi u III. Bulevaru 25.

Zgrada je napravljena 1995. godine i ima korisnu površinu od preko 1.000 kvadrata. Ukupno ima oko 80 radnih mesta opremljenih najnovijom, bežičnom informacionom tehnologijom i 36 direktnih digitalnih telefonskih linija sa sofisticiranom komunikacionom opremom. Dakle, imamo sve neophodne infrastrukturne potencijale i to u našem vlasništvu, da i dalje budemo lideri u prodaji laboratorijske opreme i potrošnog materijala ali i obavezu da naša usluga opremanja i snabdevanja Vaših laboratorija, bude još bolja. Preseljenje u novi prostor počecemo sredinom jula, a rad u novom poslovnim prostoru, od 1. avgusta ove godine.

Sektor **VETlab** zbog tehničkih razloga, ostaje na staroj adresi (Južni Bulevar 142) do kraja 2005 godine.

Posetite nas !



**SUPERLAB**<sup>®</sup>  
INSPIRISAN KVALITETOM

Tel./Fax: 011/ 34-44-321  
E-mail: [superlab@EUnet.yu](mailto:superlab@EUnet.yu)  
[www.super-lab.com](http://www.super-lab.com)

• VETinfo - vodič kroz svet veterinarske opreme •